

## **BASTONES**

### **Información general del Producto**

El Producto sanitario que usted acaba de adquirir ha sido fabricado en base a los criterios de calidad recogidos en el Real Decreto 1591/2009. Así mismo cumple con todos los requisitos esenciales que le son de aplicación.

Está fabricado en aluminio anodizado plata de 18 micras, siendo las medidas de los tubos superior e inferior 22x19 mm y 18x15mm de diámetro respectivamente. El modelo E1030 incorpora una codera integral de polipropileno. En todos lo modelos la contera es de P.V.C.

### **Indicaciones**

Facilitar la deambulación a personas con problemas de movilidad y desplazamiento.

### **Regulación de la altura**

El modelo E1030 poseen un doble sistema de regulación en altura tanto de la longitud del bastón, como de la longitud del brazo.

La regulación en altura y longitud ha de ser realizada por el técnico correspondiente, una vez realizados los correspondientes ajustes por el técnico, preservarlos durante la vida útil del producto.

Para ello, colocar al paciente en bipedestación y ajustar el clan (pasador) en el agujero correspondiente de forma que el/los brazo/os de utilización del bastón queden ligeramente flexionados (no más de 15º) sobre el mango.

### **Utilización**

A pesar de que los materiales utilizados en el diseño y fabricación de este Producto son hipoalergénicos, cabe la posibilidad de que surjan problemas de hipersensibilización a algunos de sus componentes (alergias, dermatitis de contacto, etc.) o erosiones en la piel. En caso de que se manifestasen alguno de estos síntomas acuda a su médico o al técnico correspondiente.

Comprobar que el peso máximo del usuario no exceda del máximo indicado en la etiqueta (100 kg), utilizarlo en posición vertical, no inclinado.

Vigilar el desgaste normal de la contera y cambiarla cuando sea necesario, utilizando conteras originales.

### **Envasado**

El envase de este producto garantiza una protección para no sufrir daños ni contaminación en su transporte, almacenamiento y utilización, siempre que éstos se realicen en condiciones sanitarias y ambientales adecuadas y se evite su exposición a la luz solar directa.

### **Reutilización y modificaciones**

Este producto NO ha sido diseñado para ser reutilizado por varias personas y cualquier modificación que se realice sobre el mismo que no haya sido expresamente autorizada por el fabricante eximirá a éste de cualquier responsabilidad que pueda derivarse de su utilización. Así como del uso de este bastón con un fin distinto para el cual fue fabricado. La duración aproximada de utilización de este Producto, en las condiciones descritas, es de 1 año (exceptuando la contera, que al ser una pieza que se desgasta con el uso, ha de ser cambiada por el usuario regularmente).

### **Lavado y secado**

Se recomienda lavar periódicamente el mango y la abrazadera con jabón neutro y agua tibia, secar completamente con un trapo limpio y seco.

Debido a que se trata de un producto inflamable, no lo exponga directamente al sol ni a una fuente de calor.

### **Composición**

Aluminio y PVC

Distribuido por:

**EUROPODEX SL.**

Licencia nº: 4672 P.S.

Polígono Promosa – Calle W5, Nave 3

33211 Gijón - Asturias – ESPAÑA –

TEL. 985990833 FAX. 985 990263

[ventas@europodex.com](mailto:ventas@europodex.com)

[www.europodex.com](http://www.europodex.com)