

## INMOVILIZADOR DE PIES CON IMAN

### INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Este producto ha sido fabricado en base a los criterios de calidad recogidos en el Real Decreto 414/96, transposición de la directiva 93/42CEE sobre productos sanitarios. Así mismo cumple con todos los requisitos esenciales que le son de aplicación.

### FINALIDAD TERAPEÚTICA

El objetivo de esta familia de productos es inmovilizar o limitar los movimientos del paciente, evitando caídas o movimientos peligrosos desde la cama. Dependiendo del modelo y de los accesorios empleados se posibilitan ciertos cambios posturales. Están indicados especialmente para la inmovilización de personas con facultades psíquicas alteradas, para evitar caídas, arrancamiento de goteros, sondas, etc.

### REUTILIZACIÓN Y MODIFICACIONES

Este producto no ha sido diseñado para ser reutilizado por varias personas y cualquier modificación que se realice sobre el mismo que no haya sido expresamente autorizado por el fabricante eximirá a éste de cualquier responsabilidad que pueda derivarse de la utilización de este producto, así como el uso de esta prenda con el fin distinto para el cual fue fabricada. La duración aproximada de la utilización de este producto en las condiciones descritas, es de 1 año.

### LAVADO Y SECADO

Lavar siempre a mano, en agua templada, utilizar jabón neutro. En ningún caso se debe utilizar lejía para lavar en seco. Una vez lavada, extienda la prenda sobre una superficie plana envuelta en una toalla y déjela secar. Debido a que se trata de un

producto inflamable, no lo exponga directamente al sol ni a una fuente de calor. Ponga especial atención en secar bien los elementos metálicos de la prenda (si ésta los posee) y compruebe que no han quedado alterados tras el proceso de lavado.

NOTA DE INTERÉS: ESTAS INSTRUCCIONES HAN SIDO REGISTRADAS EN EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO.

Distribuido por:

## **EUROPODEX SL.**

Licencia nº: 4672 P.S.

Poligono Promosa – Calle W5, Nave 13

33211 Gijón - Asturias – ESPAÑA –

TEL. 985990833 FAX. 985 990263

[ventas@europodex.com](mailto:ventas@europodex.com)

[www.europodex.com](http://www.europodex.com)