

INMOVILIZADOR DE TRONCO CON IMAN

Lavar siempre a mano, utilizando agua templada y jabón neutro. En ningún caso debe utilizarse lejía ni lavarlo en seco. Una vez lavada, extienda la prenda sobre una superficie plana, envuelta en una toalla y dejarla secar.

Ponga especial atención en el secado de las partes metálicas del producto y compruebe que no han quedado alteradas después del lavado.

MATERIALES

Los materiales empleados son hipoalérgicos y fabricados según el manual de la comunidad para productos textiles. Si se observa la más mínima molestia o tuviera alguna duda, retirar el producto y consultar al técnico.

INFLAMABILIDAD

No exponer la prenda directamente a fuentes de calor

CONTENIDO

- 1 INMOVILIZADOR DE TRONCO
- 2 TIRAS LATERALES
- 1 LLAVE MAGNÉTICA
- 3 BOTONES MAGNÉTICOS

MODO DE EMPLEO

- Comprobar que el producto está completo y en perfectas condiciones.
- Extender el producto y colocar las tiras inferiores a ambos lados de la cama, sujetándolas en los bastidores, cada una con un botón magnético.
- El percutor del botón magnético tiene que introducirse en un corchete de la tira inferior (una vez ajustada esta) y cerrarlo con el capuchón.
- La parte superior (cinturón abdominal) se sujetará debajo del abdomen del paciente y lo ajustaremos a su cintura con la presión adecuada.
- Una vez ajustado lo cerraremos con el botón magnético.
- El ajuste de las tiras laterales sirve para restringir el movimiento o para la posición lateral del paciente.
- Las tiras laterales se colocan en las hebillas superiores del cinturón y en las tiras inferiores.

- Para quitar el producto, usar única y exclusivamente la llave magnética.
- Observar regularmente el estado de los botones magnéticos y comprobar que cierran con eficacia y no se sueltan.

Distribuido por:

EUROPODEX SL.

Licencia nº: 4672 P.S.

Poligono Promosa – Calle W5, Nave 13

33211 Gijón - Asturias – ESPAÑA –

TEL. 985990833 FAX. 985 990263

ventas@europodex.com

www.europodex.com