



EUROPODEX
Fabricante nacional e importador
de productos sanitarios ortopédicos
(Nº licencia 4672 P.S.)
www.europodex.com
ventas@europodex.com

MANUAL SUJECIÓN CYMAM

Información general del Producto

El Producto sanitario que usted acaba de adquirir ha sido fabricado en base a los criterios de calidad recogidos en el Real Decreto 1591/2009. Así mismo cumple con todos los requisitos esenciales que le son de aplicación.

Indicaciones

Tendinitis, bursitis, esguinces de ligamentos, procesos de rehabilitación y en general patologías que requieran inmovilización ligera y/o calor en su tratamiento.

Elección del modelo, adaptación y uso

La elección del modelo más apropiado a las características de cada usuario así como la adaptación inicial del producto ha de ser realizada por el técnico correspondiente.

Los cinturones se han de ajustar a la anatomía del usuario de forma que queden lo suficiente ajustados para que lo sujeten eficazmente a la silla, pero no demasiado apretados, de forma que puedan producir laceraciones o lesiones.

Para ello, se ha de regular previamente la longitud de las cinchas de sujeción mediante el ajuste móvil de la parte del cierre del tridente de plástico. El cierre del cinturón se ha de realizar por la parte posterior del respaldo de la silla de forma que el usuario quede sujeto al mismo.

En el caso de los perineales, pase la cincha inferior por la zona perineal entre los muslos. Por la cara posterior del respaldo una ambos extremos de las cinchas abdominales mediante sistema de cierre tensando ambas cinchas hasta obtener la sujeción deseada, seguidamente fije la cincha perineal procediendo a su ajuste.

Reutilización y modificaciones

Este producto NO ha sido diseñado para ser reutilizado por varias personas y cualquier modificación que se realice sobre el mismo que no haya sido expresamente autorizada por el fabricante eximirá a éste de cualquier responsabilidad que pueda derivarse de su utilización. Así como del uso de esta prenda con un fin distinto para el cual fue fabricado.





EUROPODEX
Fabricante nacional e importador
de productos sanitarios ortopédicos
(Nº licencia 4672 P.S.)
www.europodex.com
ventas@europodex.com

Lavado y secado

Lavar siempre a mano, en agua templada, utilizar jabón neutro. En ningún caso se debe utilizar lejía ni lavar en seco.

Una vez lavada, extienda la prenda sobre una superficie plana envuelta en una toalla y déjela secar.

Debido a que se trata de un producto inflamable, no lo exponga directamente al sol ni a una fuente de calor.

Ponga especial atención en secar bien los elementos metálicos de la prenda (si esta los posee) y compruebe que no han quedado alteradas tras el proceso de lavado.

Composición

Cordura en sándwich con interior de foam y exterior de Antelina.

Ancho de la banda: 15 cm..

Distribuido por:

EUROPODEX SL.

Licencia nº: 4672 P.S.

Avenida del Llano nº 57 Gijón

33209 Asturias – ESPAÑA –

TEL. 985990833 FAX. 985 990263

ventas@europodex.com

www.europodex.com



cymam®



cymam®
care



cymam®
sportcare