

MANUAL LINEA ELASTICA CYMAM

Información general del Producto

El Producto sanitario que usted acaba de adquirir ha sido fabricado en base a los criterios de calidad recogidos en el Real Decreto 1591/2009. Así mismo cumple con todos los requisitos esenciales que le son de aplicación.

Indicaciones

Cualquier patología que requiera inmovilización ligera o compresión de la articulación: Tendinitis, bursitis, esguinces leves de ligamentos, procesos de rehabilitación etc.

Elección de la talla

Evitar traccionar en exceso el vendaje.

Lavado y secado

Lavar siempre a mano, en agua templada, utilizar jabón neutro. En ningún caso se debe utilizar lejía ni lavar en seco.

Una vez lavada, extienda la prenda sobre una superficie plana envuelta en una toalla y déjela secar.

Debido a que se trata de un producto inflamable, no lo exponga directamente al sol ni a una fuente de calor.

Composición

Tejido elástico y transpirable, que proporciona una gran estabilidad y confort de uso.

Distribuido por:

EUROPODEX SL.

Licencia nº: 4672 P.S.

Poligono Promosa – Calle W5, Nave 13

33211 Gijón - Asturias – ESPAÑA –

TEL. 985990833 FAX. 985 990263

ventas@europodex.com

www.europodex.com

