

FICHA DE PRODUCTO



Ref. Ficha	Descripción			cymam®
E1070	BASTON INGLES BIRREGULABLE			
Familia	MOVILIDAD			
Subfamilia	BASTON INGLES			
Denominación	BASTON INGLES INTEGRAL			
Tallas(s/ancho)	UNICA			
Códigos	Color	Código EP	Código EAN	Código Nacional (C.N)
	NEGRO	E1070	8437018156016	218701
Descripción	Bastón inglés, birregulable en asta y codera. Regulable en la parte superior en tres posiciones y en la inferior entre 67 y 98 cm. Facilita la deambulación a personas con problemas de movilidad. Peso máximo usuario 125 Kg.			

Características		Ensayos	
Materiales	Aluminio y polipropileno	Carga estática	Apto
Color	Negro y aluminio	Fatiga	Apto
CE	Etiquetado	Separación	Apto
Instrucciones uso	Integradas en el embalaje	Bajas temperaturas	Apto

Dimensiones y Pesos	
Peso máximo del usuario (kg.)	125 kg
Longitud de mango (mm)	125mm
Longitud de brazo (mm)	200-250mm
Longitud de caña (mm)	674-980mm
Angulo de apoyo (grados)	21º
Angulo de agarre (grados)	104,5º
Peso total (gr)	540gr
Talla de muleta	Unica

Accesorios			
E5100N18	Conteras 18mm (repuesto)		
E5050	Clan (repuesto)		
E1000	Protector de mano de Neropreno		

