

FICHA DE PRODUCTO



Ref. Ficha	Descripción
E1090	BASTÓN INGLÉS BIRREGULABLE CODERA ARTICULADA

Familias	MOVILIDAD			
Subfamilia	BASTON INGLES			
Denominación	BASTON INGLES INTEGRAL CODERA ARTICULADA			
Tallas(s/ancho)				
Códigos	Color	Código EP	Código EAN	Código Nacional (C.N)
	NEGRO	E1060	8437008842509	218982
Descripción	Bastón inglés, birregulable en asta y codera. Codera articulada. Facilita la deambulación a personas con problemas de movilidad. Soporta hasta 125 Kg.			

Características

Asta	Aluminio
Codera articulada	Polipropileno
Contera	PVC
Clan	Acero y Polipropileno

Dimensiones y Pesos

* Ver tabla de características.

Accesorios

E5100N18	Conteras 18mm (repuesto)		
E5050	Clan (repuesto)		
E1000	Protector de mano de Neropreno		

Imágenes



EUROPODEX S.L. Poligono Industrial Promosa, C/W-5 Nave nº13, 33211

Tlf: 985 990833 ventas@europodex.com