

FICHA DE PRODUCTO



Ref. Ficha	Descripción			
E2060	INMOVILIZADOR DE PIES CON IMAN			
Familias	SISTEMAS DE SUJECION			
Subfamilia	INMOVILIZACION			
Denominación	INMOVILIZADOR DE PIES CON IMAN			
Tallas(s/ancho)	UNICA			
Códigos	Color	Código EP	Código EAN	Código Nacional (C.N.)
	BLANCO	E2060	8437008842455	
Descripción	Producto para inmovilizar o limitar los movimientos del paciente, evitando caídas o movimientos peligrosos desde la cama. Están indicados especialmente para la inmovilización de personas con facultades psíquicas alteradas, para evitar caídas, arrancamiento de goteros, sondas, etc. Talla única.			

Características	
Material	Cordura
Cierre	Imán
Botones	PVC y acero

Dimensiones y Pesos
* Ver tabla de características.

Accesorios / Repuestos			
E0001	Botón cierre magnético		
E0002	Llave imán		

