

FICHA DE PRODUCTO



Ref. Ficha	Descripción
E2100	CINTURON ABDOMINAL

Familias	SISTEMAS DE SUJECION
Subfamilia	CINTURONES
Denominación	CINTURON ABDOMINAL
Tallas(s/ancho)	UNICA

Códigos	Color	Código EP	Código EAN	Código Nacional (C.N.)
	AZUL	E2100	8437008842356	

Descripción
 Cinturón de silla de alta resistencia, con exterior en cordura 1100, espuma de 8mm e interior de antelina. Permite regulación mediante hebilla en tira de ratiel y cierre tipo clip. Su misión es evitar que el paciente se ladee, resbale o sufra lesiones por malas posturas. Talla única.

Características

Material	Naylon, cordura y antelina
Cierre	Tridente

Dimensiones y Pesos

* Ver tabla de características.

Accesorios

--	--	--	--

