

## FICHA DE PRODUCTO



<b>Ref. Ficha</b>	<b>Descripción</b>	
E2101	CINTURON PELVICO	

<b>Familias</b>	SISTEMAS DE SUJECION
<b>Subfamilia</b>	CINTURONES
<b>Denominación</b>	CINTURON PERINEAL
<b>Tallas(s/ancho)</b>	UNICA

<b>Códigos</b>	<b>Color</b>	<b>Código EP</b>	<b>Código EAN</b>	<b>Código Nacional (C.N.)</b>
	AZUL	E2101	8437008842363	

**Descripción**

Cinturón de silla perineal de alta resistencia, con exterior en cordura 1100, espuma de 8mm e interior de antelina. Permite regulación mediante hebilla en tira de ratier y cierre tipo clip. Su misión es la sujeción del paciente a la silla de ruedas, y que éste no se ladee, resbale o sufra lesiones por malas posturas.  
Talla única.


**Características**

Material	Nylon, cordura y antelina
Cierre	Tridente

**Dimensiones y Pesos**

\* Ver tabla de características.

**Accesorios**

EUROPODEX S.L. Poligono Industrial Promosa, C/W-5 Nave nº13, 33211

Tif: 985 990833 [ventas@europodex.com](mailto:ventas@europodex.com)