

## FICHA DE PRODUCTO



Ref. Ficha	Descripción
E2103	CINTURON PELVICO CON TIRANTES

<b>Familias</b>	SISTEMAS DE SUJECION
<b>Subfamilia</b>	CINTURONES
<b>Denominación</b>	CINTURON PELVICO CON TIRANTES
<b>Tallas(s/ancho)</b>	UNICA

Códigos	Color	Código EP	Código EAN	Código Nacional (C.N.)
	AZUL	E2103	8437008842387	

**Descripción**  
 Cinturón de silla con tirantes de alta resistencia, con exterior en cordura 1100, espuma de 8mm e interior de antelina. Permite regulación mediante hebilla en tira de ratier y cierre tipo clip. Su misión es la sujeción del paciente a la silla de ruedas, y que éste no se ladee, resbale o sufra lesiones por malas posturas.  
 Talla única.

<b>Características</b>	
Material	Naylon, cordura y antelina
Cierre	Tridente

**Dimensiones y Pesos**  
 \* Ver tabla de características.

<b>Accesorios</b>			



EUROPODEX S.L. Poligono Industrial Promosa, C/W-5 Nave nº13, 33211

Tif: 985 990833 [ventas@europodex.com](mailto:ventas@europodex.com)