

## FICHA DE PRODUCTO



<b>Ref. Ficha</b>	<b>Descripción</b>	
E21**	CABESTRILLO CYMAM CERRADO	

<b>Familias</b>	ORTESIS
<b>Subfamilia</b>	CABESTRILLOS
<b>Denominación</b>	CABESTRILLO CYMAM CERRADO
<b>Tallas(s/ancho)</b>	

	Color	Código EP	Código EAN	Código Nacional (C.N)
<b>Códigos</b>	AZUL	E2140S	8437008842615	219006
	AZUL	E2140M	8437008842622	219014
	AZUL	E2140L	8437008842639	219022

**Descripción**

Indicado para descarga de hombro y brazo, procesos inflamatorios que requieran inmovilización, fracturas de clavícula y húmero, sujeción de brazos escayolados, esguinces y luxaciones del miembro superior. Confeccionado en tela de algodón, completamente ribeteado, con cinta de nylon y hebilla de latón-níquel para su perfecto ajuste. La función básica del cabestrillo es la de mantener el miembro superior en una posición determinada. Este tipo de ortesis envuelven la mayor parte del brazo y disponen de una cinta que se pasa por encima de los hombros para posibilitar la suspensión. La zona cervical es la que debe soportar el peso del brazo a través de la cinta de suspensión.

<b>Características</b>	

**Dimensiones y Pesos**

\* Ver tabla de características.

<b>Accesorios</b>			

