

FICHA DE PRODUCTO



Ref. Ficha	Descripción
E4500	RODILLERA ROTULAR NEOPRENO

Familias	ORTESIS
----------	---------

Subfamilia	NEOPRENO
------------	----------

Denominación	RODILLERA ROTULAR NEOPRENO
--------------	----------------------------

Tallas(s/ancho)	UNICA
-----------------	-------

Códigos	Color	Código EP	Código EAN	Código Nacional (C.N)
	NEGRO	E4500	8437008842097	221069.1

Descripción	Diseñada íntegramente en neopreno, se ajusta mediante velcro en parte inferior y superior, con orificio potuliano y cuatro flejes de plástico para dar estabilidad. Talla única.
-------------	---

Características

Material	Neopreno monoforrado con Nylon Jersey
Forro	Velur Lyon
Cinta de velcro	Nylon con cierre velcro

Dimensiones y Pesos

* Ver tabla de características.

Accesorios

Imágenes

