

## FICHA DE PRODUCTO



<b>Ref. Ficha</b>	<b>Descripción</b>	
E4600	RODILLERA CERRADA NEOPRENO	

<b>Familias</b>	ORTESIS
<b>Subfamilia</b>	NEOPRENO
<b>Denominación</b>	RODILLERA CERRADA NEOPRENO
<b>Tallas(s/ancho)</b>	UNICA

	Color	Código EP	Código EAN	Código Nacional (C.N)
<b>Códigos</b>	NEGRO	E4600	8437008842080	220962.6

**Descripción**  
 Diseñada íntegramente en neopreno, se ajusta mediante velcro en parte inferior y superior. Indicada para problemas degenerativos articulares y derrames repetidos.  
 Talla única.

Características	
Material	Neopreno monoforrado con Nylon Jersey
Forro	Velur Lyon
Cinta de velcro	Nylon con cierre velcro

**Dimensiones y Pesos**  
 \* Ver tabla de características.

Accesorios			

