

FICHA DE PRODUCTO



| | | |
|-------------------|---------------------------|------------|
| Ref. Ficha | Descripción | cymam® |
| E4900 | FAJA SACROLUMBAR NEOPRENO | |

| | |
|-----------------|---------|
| Familias | ORTESIS |
|-----------------|---------|

| | |
|-------------------|----------|
| Subfamilia | NEOPRENO |
|-------------------|----------|

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Denominación | FAJA SACROLUMBAR NEOPRENO |
|---------------------|---------------------------|

| | |
|------------------------|-------|
| Tallas(s/ancho) | UNICA |
|------------------------|-------|

| | | | | |
|----------------|--------------|------------------|-------------------|------------------------------|
| Códigos | Color | Código EP | Código EAN | Código Nacional (C.N) |
| | NEGRO | E4900 | 8437008842134 | 222133.8 |
| | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Descripción | Provista de cuatro flejes flexibles que favorece su adaptación y facilita el uso continuado. Diseñada para proteger la zona lumbar durante el ejercicio físico. Altura: 24 cm. Talla única. |
|--------------------|---|

Características

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Material | Neopreno monoforrado con Nylon Jersey |
| Forro | Velur Lyon |
| Cinta de velcro | Nylon con cierre velcro |
| Banda de ajuste | Elastico con cierre velcro |
| Ballenas | Varillas semirrígidas de PVC |
| | |
| | |

Dimensiones y Pesos

| |
|---------------------------------|
| * Ver tabla de características. |
|---------------------------------|

Accesorios

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

Imágenes

