

FICHA DE PRODUCTO



Ref. Ficha	Descripción
ECOVIAN	COJIN VESCOELASTICO ANATOMICO IMPERMEABLE

Familias	DESCANSO
-----------------	----------

Subfamilia	COJINES
-------------------	---------

Denominación	COJIN VESCOELASTICO ANATOMICO IMPERMEABLE
---------------------	-------------------------------------------

Tallas(s/ancho)	UNICA
------------------------	-------

Códigos	Código EP	Código EAN
	ECOVIAN	8437018156221

Descripción	Cojin que favorece la sedestación gracias a su abducción delantera y su descarga trasera a nivel del sacro. Funda impermeable y transpirable.
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Características

Material del cojín	Visco densidad 80
Material de la funda	Poliuretano
Peso máximo soportado.	90 Kg.
Largo	42 cm.
Ancho	42 cm.
Altura	8 cm.
Peso	0,6 Kg.

Dimensiones y Pesos

* Ver tabla de características.

Accesorios

--	--	--	--

Imágenes



EUROPODEX S.L. Poligono Industrial Promosa, C/W-5 Nave nº13, 33211

Tlf: 985 990833 ventas@europodex.com