

FICHA DE PRODUCTO



Ref. Ficha	Descripción
ECOVICB3D	COJIN VISCO CARBONO FUNDA 3D

Familias	DESCANSO
Subfamilia	COJINES
Denominación	COJIN VISCO CARBONO FUNDA 3D
Tallas(s/ancho)	UNICA

Códigos	Código EP	Código EAN
	ECOVICB3D	8437018156023

Descripción
 Cojin que favorece la sedestación prolongada. Gracias a su funda realizada en tejido 3D, consigue un flujo de aire entre el paciente y el visco, evitando la maceración de la piel.

Características

Material del cojín	Visco densidad 65
Material de la funda	TEJIDO 3D - Base antideslizante.
Peso máximo soportado.	80 Kg.
Largo	40 cm.
Ancho	40 cm.
Altura	7 cm.
Peso	0,6 Kg.


Dimensiones y Pesos

* Ver tabla de características.

Accesorios

--	--	--	--

Imágenes



EUROPODEX S.L. Poligono Industrial Promosa, C/W-5 Nave nº13, 33211

Tlf: 985 990833 ventas@europodex.com