




FICHA DE PRODUCTO			
Ref. Ficha	Descripción		
EPABG01	ASIENTO GIRATORIO DE BAÑERA "CAUDAL"		
			
Familias	ASEO		
Subfamilia	ASIENTOS Y SILLAS		
Denominación	ASIENTO GIRATORIO DE BAÑERA "CAUDAL"		
Tallas(s)/ancho			
Códigos	Código EP	Código EAN	Código Nacional (C.N)
	EPABG01	8437008842950	
Descripción	Fabricado en acero inoxidable. No requiere obras ni mantenimiento y se puede retirar para dejar libre la bañera. Lleva reposabrazos integrados y una palanca con 4 posiciones que puede bloquear el giro del asiento. El diseño del asiento impide deslizamientos y evacua el agua. Dos tornillos acolchados, lo aseguran en el interior de la bañera.		
Características			
	Ancho total	73 cm.	
	Fondo total	54 cm.	
	Ancho asiento	40 cm.	
	Peso	4,3 Kg.	
	Material	Acero inoxidable y PVC	
	Color	Blanco	
	Peso máximo soportado.	100 Kg.	
Dimensiones y Pesos			
* Ver tabla de características.			
Accesorios			
Imágenes			
			
		EUROPODEX S.L. Poligono Industrial Promosa, C/W-5 Nave nº13, 33211	
		Tif: 985 990833 ventas@europodex.com	