

## FICHA DE PRODUCTO



<b>Ref. Ficha</b>	<b>Descripción</b>		
EPCAC03	COLCHÓN ANTIESCARAS VENTILADO CON COMPRESOR "ONIS"		
<b>Familias</b>	DESCANSO		
<b>Subfamilia</b>	COLCHONES ANTIESCARAS		
<b>Denominación</b>	COLCHÓN ANTIESCARAS VENTILADO CON COMPRESOR "ONIS"		
<b>Tallas(s/ancho)</b>	90 CM		
<b>Códigos</b>	<b>Código EP</b>	<b>Código EAN</b>	<b>Código Nacional (C.N)</b>
	EPCAC03	8437008842394	173135
<b>Descripción</b>	El colchón anti escaras Onís es la superficie de presión alterna adecuada para tratar las úlceras por presión de grado I, así como para prevenir la aparición de las mismas cuando el riesgo es medio-bajo. Sus micro orificios de ventilación en la zona del sacro reducen la maceración de la piel. El compresor incluye también selector de presión alterna o estática y avisador de baja presión. Incluye kit de reparación de pinchazos.		

Características	
Compresor	Colchón
Ref.: HF-608A	Ref.: EFFECT 2500VF
Potencia: 220V / 50-60 Hz	Tamaño: 280 cm x 90 cm x 6,5 cm
Salida de aire: 6—8 litros / minuto	130 celdas de burbuja
Rango de presión: 50 mmHg—120 mmHg	Con solapas de ajuste y orificios de ventilación
Tiempo de ciclo: 12 minutos	Material: PVC (EN-71, toxicidad baja)
Consumo eléctrico: 7W	PVC grosor: 0,3—0,4 mm
Fusible: 1 A	Color: Azul
Tamaño: 27.5 cm x 13.5 cm x 9.0 cm	Kit reparación: 2 parches y adhesivo
Peso: 1,6 Kg	Peso soportado: 120—130 Kg

**Dimensiones y Pesos**

\* Ver tabla de características.

**Accesorios**

--	--	--	--



EUROPODEX S.L. Poligono Industrial Promosa, C/W-5 Nave nº13, 33211

Tlf: 985 990833 [ventas@europodex.com](mailto:ventas@europodex.com)