

FICHA DE PRODUCTO



Ref. Ficha	Descripción	
EPCAC04	COLCHÓN ANTIESCARAS CON COMPRESOR "OTUR"	
Familias	DESCANSO	
Subfamilia	COLCHONES ANTIESCARAS	
Denominación	COLCHÓN ANTIESCARAS CON COMPRESOR "OTUR"	
Tallas(s/ancho)	90 CM	
Códigos	Código EP	Código EAN
	EPCAC04	8437008842790
Descripción	El colchón anti escaras Otur es la superficie de presión alterna adecuada para tratar las úlceras por presión de grado I, así como para prevenir la aparición de las mismas cuando el riesgo es bajo. Incluye kit de reparación de pinchazos.	

Características

Compresor	Colchón
Ref.: HF-62012	Ref.: HF-6001
Potencia: 220V / 50—60 Hz	Tamaño: 280 cm x 90 cm x 7 cm
Salida de aire: 4—6 litros / minuto	130 celdas de burbuja
Rango de presión: 50 mmHg—120 mmHg	Con solapas de ajuste
Tiempo de ciclo: 12 minutos	Material: PVC Medical Class
Consumo eléctrico: 7W	PVC grosor: 0,3—0,4 mm
Fusible: 1 A	Color: Beige
Tamaño: 23.5 cm x 12 cm x 9.5 cm	Kit reparación: 2 parches y adhesivo
Peso: 1.4 Kg	Peso soportado: 120 Kg

Dimensiones y Pesos

* Ver tabla de características.

Accesorios

Imágenes

