

## FICHA DE PRODUCTO



Ref. Ficha	Descripción	
EPEI10B	ELEVADOR DE INODORO CON BRAZOS	

Familias	ASEO
Subfamilia	ELEVADORES DE INODORO
Denominación	ELEVADOR DE INODORO CON BRAZOS

Tallas(s/ancho)			
Códigos	Código EP	Código EAN	Código Nacional (C.N)
	EPEI10B	8437018156382	

**Descripción**  
 Este elevador de inodoro con apoyabrazos es una solución sencilla para solventar la dificultad de los mayores o discapacitados cuando se sientan o levantan del inodoro. Facilita la limpieza porque es desmontable. Se fija en el frontal del inodoro mediante un cierre de presión. Se recomienda seguir el manual de instrucciones para su instalación.

Características	
Peso máximo usuario	100kg
Alto	10cm

**Dimensiones y Pesos**

\* Ver tabla de características.

Accesorios			

