

FICHA DE PRODUCTO



Ref. Ficha	Descripción	
EPEI**	ELEVADOR DE INODORO	

Familias	ASEO
-----------------	------

Subfamilia	ELEVADORES DE INODORO
-------------------	-----------------------

Denominación	ELEVADOR DE INODORO
---------------------	---------------------

Tallas(s/ancho)	elevación 10 Cm, elevación 10cm con tapa, elevación 15cm, elevación 15cm con tapa.
------------------------	--

	Código EP	Código EAN	Código Nacional (C.N)
Códigos	EPEI10	8437018156344	
	EPEI10T	8437018156351	
	EPEI15	8437018156368	
	EPEI15T	8437018156375	

Descripción

Este elevador de WC desmontable es una solución sencilla para solventar la dificultad de los mayores o discapacitados cuando se sientan o levantan del inodoro. Facilita la limpieza porque es desmontable. Se fija en los laterales del inodoro mediante cierres de presión. Se recomienda seguir el manual de instrucciones para su instalación.

Características

Peso máximo usuario	100kg
Alto	10cm, 15cm.

Dimensiones y Pesos

* Ver tabla de características.

Accesorios

Imágenes



EUROPODEX S.L. Poligono Industrial Promosa, C/W-5 Nave nº13, 33211

Tlf: 985 990833 ventas@europodex.com