

FICHA DE PRODUCTO



Ref. Ficha	Descripción			 cymam®
EPIV04	COJÍN CYMAM POSTURAL RODILLAS			
Familias	DESCANSO			
Subfamilia	COJINES			
Denominación	COJÍN CYMAM POSTURAL RODILLAS			
Tallas(s/ancho)	Aprox. 23 cm x 23 cm			
Códigos	Color	Código EP	Código EAN	Código Nacional (C.N.)
		EPIV02	8437018156450	
Descripción	Cojin postural de rodillas, cuyo diseño permite una alineación adecuada de la columna vertebral en la posición de cúbito lateral, corrige la postura, ayudando a eliminar dolores de espalda, permitiendo una mejora en el descanso. El núcleo es de espuma viscolástica perforada moldeada por inyección, que mejora la ventilación y disipa la humedad. Tratamiento antiácaros. Firmeza media.			

Características	
Funda exterior	100 % Pes.
Material almohada	100 % Viscoleástica perforada
Ancho	23 cm.
Altura	23 cm.

Dimensiones y Pesos

* Ver tabla de características.

Accesorios			

