

FICHA DE PRODUCTO



Ref. Ficha	Descripción			 cymam®
EPMPL	MULETILLA ALUMINIO PLEGABLE			
Familias	MOVILIDAD			
Subfamilia	MULETILLAS			
Denominación	MULETILLA ALUMINIO PLEGABLE			
Tallas(s/ancho)	UNICA			
Códigos	Color	Código EP	Código EAN	Código Nacional (C.N)
	Bronce	EPMPL01	8437008842158	169887.2
	Negro	EPMPL03	8437008842165	
	Azul	EPMPL04	8437018156078	
	Rojo	EPMPL05	8437018156085	
	Verde	EPMPL06	8437018156092	
	Cobalto	EPMPL07	8437018156108	
Descripción	Muletilla de aluminio plegable, con mango anatómico ambidiestro y regulable en altura. Incluye cinta porta bastón.			

Características

Material del asta	Aluminio
Material de la empuñadura	Goma
Material de la contera	Caucho
Contera	18 mm
Peso máximo soportado.	100 Kg.
Altura	Regulable entre 82 y 92 cm.
Arandela metálica	

Accesorios

--	--	--	--

Imágenes



EUROPODEX S.L. Polígono Industrial Promosa, C/W-5 Nave nº13, 33211

Tlf: 985 990833 ventas@europodex.com