

FICHA DE PRODUCTO



Ref. Ficha	Descripción	
EPRLM02	ROLATOR CON FRENO MANUAL "TANES"	
Familias	MOVILIDAD	
Subfamilia	ROLATOR	
Denominación	ROLATOR CON FRENO MANUAL "TANES"	
Tallas(s/ancho)	UNICA	
Códigos	Código EP	Código EAN
	EPRLM02	8437008842981
Descripción	Andador muy ligero y maniobrable fabricado en aluminio. Fácil de plegar y guardar. Incorpora asiento acolchado con respaldo abatible y cesta porta objetos. Destaca por ser robusto y ligero e incluir sistema de freno en puño.	

Características

Dimensiones (largo-ancho-alto)	76 cm x 64 cm x 81-92 cm
Peso	7 Kg
Material	Aluminio
Color	Azul
Altura del asiento al suelo	55 cm
Peso máximo soportado.	100 Kg.

Dimensiones y Pesos

* Ver tabla de características.

Accesorios

--	--	--	--

Imágenes



EUROPODEX S.L. Poligono Industrial Promosa, C/W-5 Nave nº13, 33211

Tlf: 985 990833 ventas@europodex.com