





















FICHA DE PRODUCTO													
Ref. Ficha	Descripción												
EPSAC**	SILLA DE RUEDAS CYMAM ACERO ACOMPAÑANTE "NOEGA"												
Familias	MOVILIDAD												
Subfamilia	SILLA DE RUEDAS CYMAM												
Denominación	SILLA DE RUEDAS CYMAM ACERO ACOMPAÑANTE "NOEGA"												
Tallas(s/ancho)	40, 43, 46, 48, 51												
Códigos	Código EP	Código EAN									Código Nacional (C.N)		
	EPSAC40	8437018156306											
	EPSAC43	8437008842691									169890		
	EPSAC46	8437008842707											
	EPSAC48	8437018156313											
	EPSAC51	8437008842219											
Descripción	Silla de acero ligero plegable, con apoyabrazos abatibles y apoyapiés extraíbles y regulables en altura. Ruedas delanteras de PU de 200 x 50 mm y traseras de PU de 300 mm antipichazos. Sistema de freno para el acompañante. Cinturón de seguridad. Tapicería en nylon color negro.												
Características													
Ruedas delanteras		200 mm x 50 mm PU gris											
Ruedas traseras		300 mm x 50 mm PU gris											
Material / color asiento-respaldo		Nylon / negro											
Material / color reposabrazos		PVC / negro											
Material / color reposapiés		PVC / negro											
Material / color chasis		Acero / azul											
Material / color cruceta		Acero / negro											
Dimensiones y Pesos													
Longitudes cm Peso kg													PESO SI-LLA
EPSAC43	40	46	43	45	29	40	57	96	105	31	135	17	
EPSAC46	43	46	43	45	29	43	60	96	105	31	135	17	
EPSAC51	46	46	43	45	29	46	63	96	105	31	135	17	
EPSAC43	48	46	43	45	29	48	65	96	105	31	135	17	
EPSAC43	51	46	43	45	29	51	69	96	105	31	135	17	
Accesorios													
ERRPD2	REPOSAPIES ELEVABLE DERECHO												
ERRPI2	REPOSAPIES ELEVABLE IZQUIERDO												
Imágenes													
     													
			EUROPODEX S.L. Polígono Industrial Promosa, C/W-5 Nave nº13, 33211 Tlf: 985 990833 ventas@europodex.com										