

FICHA DE PRODUCTO



Ref. Ficha	Descripción	
EPSAL	SILLA DE RUEDAS CYMAM ALUMINIO ACOMPAÑANTE "GIGIA"	

Familias	MOVILIDAD
-----------------	-----------

Subfamilia	SILLA DE RUEDAS CYMAM
-------------------	-----------------------

Denominación	SILLA DE RUEDAS CYMAM ALUMINIO ACOMPAÑANTE "GIGIA"
---------------------	--

Tallas(s/ancho)	43, 46
------------------------	--------

Códigos	Codigo Proveedor	Código EAN	Código Nacional (C.N)
	EPSAL43	8437008842738	169889
	EPSAL46	8437008842998	

Descripción	Silla de aluminio plegable, con respaldo partido y apoyapiés extraíbles y regulables en altura. Ruedas delanteras de PU de 200 mm y traseras de PU de 300 mm antipichazos. Tapicería en nylon color negro.
--------------------	--

Características

Ruedas delanteras	200 mm PU gris
Ruedas traseras	300 mm PU gris
Material / color asiento-respaldo	Nylon / negro
Material / color reposabrazos	PVC / negro
Material / color reposapiés	PVC / negro
Material / color chasis	Aluminio / azul
Materia / color cruceta	Acero / negro

Dimensiones y Pesos

Longitudes cm												PESO SILLA
Peso kg												
EPSAL43	43	49.5	40	48	24	43	51	99	97	27	110	14
EPSAL46	46	49.5	40	48	24	43	54	99	97	27	110	14

Accesorios

ERRPD	REPOSAPIES ELEVABLE DERECHO		
ERRPI	REPOSAPIES ELEVABLE IZQUIERDO		



EUROPODEX S.L. Poligono Industrial Promosa, C/W-5 Nave nº13, 33211

Tlf: 985 990833 atencionalcliente@europodex.com