

## FICHA DE PRODUCTO



Ref. Ficha	Descripción
EPSBPH02	SILLA DE DUCHA-WC PLEGABLE CON RUEDAS "ERCINA"

<b>Familias</b>	ASEO		
<b>Subfamilia</b>	ASIENTOS Y SILLAS		
<b>Denominación</b>	SILLA DE DUCHA-WC PLEGABLE CON RUEDAS "ERCINA"		
<b>Tallas(s/ancho)</b>			
<b>Códigos</b>	<b>Código EP</b>	<b>Código EAN</b>	<b>Código Nacional (C.N)</b>
	<b>EPSBPH02</b>	<b>8437008842424</b>	

**Descripción**

Realizada en aluminio y PVC sanitario, está diseñada para soportar un peso máximo de 100 Kg. Gracias a sus ruedas, tanto delanteras como traseras de 130 mm y a su estructura de aluminio, permite largos desplazamientos desde la habitación hasta el baño, permitiendo salvar tanto escalones como las guías de la mampara.

Destaca por su ligereza, maniobrabilidad y plegado compacto.

### Características

Dimensiones (largo-ancho-alto)	58 cm x 54 cm x 90 cm
Peso	7,5 Kg
Material	Aluminio
Color	Blanco
Altura del asiento al suelo	50 cm
Peso máximo soportado.	100 Kg.

### Dimensiones y Pesos

\* Ver tabla de características.

### Accesorios


### Imágenes



EUROPODEX S.L. Poligono Industrial Promosa, C/W-5 Nave nº13, 33211

Tlf: 985 990833 [ventas@europodex.com](mailto:ventas@europodex.com)