

## FICHA DE PRODUCTO



<b>Ref. Ficha</b>	<b>Descripción</b>	
EPSL3	SILLA DE RUEDAS CYMAM ALUMINIO ACOMPAÑANTE "LLANES"	
<b>Familias</b>	MOVILIDAD	
<b>Subfamilia</b>	SILLA DE RUEDAS CYMAM	
<b>Denominación</b>	SILLA DE RUEDAS CYMAM ALUMINIO ACOMPAÑANTE "LLANES"	
<b>Tallas(s/ancho)</b>	40, 43, 46,48, 51	
<b>Códigos</b>	<b>Código Proveedor</b>	<b>Código EAN</b>
	EPSL340	8437018156207
	EPSL343	8437018156122
	EPSL346	8437018156139
	EPSL348	8437018156214
EPSL351	8437018156146	
<b>Descripción</b>	Silla de aluminio plegable, con apoyabrazos abatibles y apoyapiés extraíbles y regulables en altura. Ruedas delanteras de PU de 200 x 50 mm y traseras de PU de 300 mm antipichazos. Sistema de extracción rápida para las ruedas traseras (QR). Tapicería en nylon color negro.	

### Características

Ruedas delanteras	200 mm x 50 mm PU gris
Ruedas traseras	300 mm PU gris
Material / color asiento-respaldo	Nylon / negro
Material / color reposabrazos	PVC / negro
Material / color reposapiés	PVC / negro
Material / color chasis	Aluminio / azul
Materia / color cruceta	Acero / negro

### Dimensiones y Pesos

Longitudes cm Peso kg													PESO SI-LLA
<b>EPSL340</b>	40	46	43	45	29	40	54	96	105	31	135	14	
<b>EPSL343</b>	43	46	43	45	29	43	57	96	105	31	135	14	
<b>EPSL346</b>	46	46	43	45	29	46	60	96	105	31	135	14	
<b>EPSL348</b>	48	46	43	45	29	48	63	96	105	31	135	14	
<b>EPSL351</b>	51	46	43	45	29	51	66	96	105	31	135	14	

### Accesorios

ERRPD2	REPOSAPIES ELEVABLE DERECHO		
ERRPI2	REPOSAPIES ELEVABLE IZQUIERDO		

### Imágenes

