

FICHA DE PRODUCTO



Ref. Ficha	Descripción	
EPSL6	SILLA DE RUEDAS CYMAM ALUMINIO AUTOPROPULSABLE "LLANES" DUO	
Familias	MOVILIDAD	
Subfamilia	SILLA DE RUEDAS CYMAM	
Denominación	SILLA DE RUEDAS CYMAM ALUMINIO AUTOPROPULSABLE "LLANES" DUO	
Tallas(s/ancho)	40, 43, 46, 48, 51	
Códigos	Código Proveedor	
	EPSL640DR	
	EPSL643DR	
	EPSL646DR	
	EPSL648DR	
	EPSL651DR	
Descripción	Silla de aluminio plegable, con apoyabrazos abatibles y apoyapiés extraíbles y regulables en altura. Ruedas delanteras de PU de 200 x 50 mm y traseras de PU de 600 mm antipichazos. Sistema de extracción rápida para las ruedas traseras (QR). Tapicería en nylon color negro.	

Características

Ruedas delanteras	200 mm x 50 mm PU gris
Ruedas traseras	600 mm PU gris
Material / color asiento-respaldo	Nylon / negro
Material / color reposabrazos	PVC / negro
Material / color reposapiés	PVC / negro
Material / color chasis	Aluminio / azul
Material / color cruceta	Acero / negro

Dimensiones y Pesos

Longitudes cm Peso kg													PESO SI-LLA
EPSL640DR	40	46	43	45	29	40	57	96	105	31	135	14.5	
EPSL643DR	43	46	43	45	29	43	60	96	105	31	135	14.5	
EPSL646DR	46	46	43	45	29	46	63	96	105	31	135	14.5	
EPSL648DR	48	46	43	45	29	48	65	96	105	31	135	14.5	
EPSL651DR	51	46	43	45	29	51	69	96	105	31	135	14.5	

Accesorios

ERRPD2	REPOSAPIES ELEVABLE DERECHO		
ERRPI2	REPOSAPIES ELEVABLE IZQUIERDO		

Imágenes

