





















FICHA DE PRODUCTO													
Ref. Ficha	Descripción												
EPSPC	SILLA DE RUEDAS CYMAM ACERO AUTOPROPULSABLE "DEVA"												
Familias	MOVILIDAD												
Subfamilia	SILLA DE RUEDAS CYMAM												
Denominación	SILLA DE RUEDAS CYMAM ACERO AUTOPROPULSABLE "DEVA"												
Tallas(s/ancho)	40, 43, 46, 48, 51												
Códigos	Código EP	Código EAN									Código Nacional (C.N)		
	EPSPC40	8437018156320											
	EPSPC43	8437008842714									169891		
	EPSPC46	8437008842721											
	EPSPC48	8437018156337											
EPSPC51	8437008842226												
Descripción	Silla de acero ligero plegable, con apoyabrazos abatibles y apoyapiés extraíbles y regulables en altura. Ruedas delanteras de PU de 200 x 50 mm y traseras de PU de 600 mm antipichazos. Sistema de extracción rápida para las ruedas traseras (QR). Tapicería en nylon color negro.												
Características													
Ruedas delanteras	200 mm x 50 mm PU gris												
Ruedas traseras	600 mm PU gris												
Material / color asiento-respaldo	Nylon / negro												
Material / color reposabrazos	PVC / negro												
Material / color reposapiés	PVC / negro												
Material / color chasis	Acero / azul												
Material / color cruceta	Acero / negro												
Dimensiones y Pesos													
Longitudes cm Peso kg													PESO SILLA
EPSPC40	40	49	43	45	29	40	57	96	105	31	135	17	
EPSPC43	43	49	43	45	29	43	60	96	105	31	135	17	
EPSPC46	46	49	43	45	29	46	63	96	105	31	135	17	
EPSPC48	48	49	43	45	29	48	65	96	105	31	135	17	
EPSPC51	51	49	43	45	29	51	69	96	105	31	135	17	
Accesorios													
ERRPD2	REPOSAPIES ELEVABLE DERECHO												
ERRPI2	REPOSAPIES ELEVABLE IZQUIERDO												
Imágenes													
     													
			EUROPODEX S.L. Poligono Industrial Promosa, C/W-5 Nave nº13, 33211 Tlf: 985 990833 atencionalcliente@europodex.com										