

FICHA DE PRODUCTO

Ref. Ficha	Descripción	
EPSPL	SILLA DE RUEDAS CYMAM ALUMINIO AUTOPROPULSABLE "NAVA"	

Familias	MOVILIDAD
Subfamilia	SILLA DE RUEDAS CYMAM
Denominación	SILLA DE RUEDAS CYMAM ALUMINIO AUTOPROPULSABLE "NAVA"
Tallas(s/ancho)	41, 46

Códigos	Código EP	Código EAN	Código Nacional (C.N)
	EPSPL41	8437008842400	174381
	EPSPL46	8437008842417	

Descripción	Silla de aluminio plegable, con respaldo partido y reposapiés regulables en inclinación. Ruedas delanteras de PU de 150 mm y traseras de PU de 500 mm antipichazos. Sistema de frenos de acompañante. Tapicería en nylon color negro.
-------------	---

Características

Ruedas delanteras	200 mm PU gris
Ruedas traseras	500 mm PU gris
Material / color asiento-respaldo	Nylon / negro
Material / color reposabrazos	PVC / negro
Material / color reposapiés	PVC / negro
Material / color chasis	Aluminio / burdeos
Materia / color cruceta	Acero / negro

Dimensiones y Pesos

Longitudes cm												PESO SILLA
Peso kg												
EPSPL41	41	43	38	45	23	40	58	91	100	32	100	12
EPSPL46	46	43	38	45	23	49	63	91	100	32	100	12

Accesorios

--	--	--	--

Imágenes

