

FICHA DE PRODUCTO



| | | |
|-------------------|------------------------|--------|
| Ref. Ficha | Descripción | cymam® |
| EPTB01 | TABLA DE BAÑERA "LENA" | |

| | |
|-----------------|------|
| Familias | ASEO |
|-----------------|------|

| | |
|-------------------|-------------------|
| Subfamilia | ASIENTOS Y SILLAS |
|-------------------|-------------------|

| | |
|---------------------|------------------------|
| Denominación | TABLA DE BAÑERA "LENA" |
|---------------------|------------------------|

| | |
|------------------------|--|
| Tallas(s/ancho) | |
|------------------------|--|

| | | | |
|----------------|------------------|-------------------|------------------------------|
| Códigos | Código EP | Código EAN | Código Nacional (C.N) |
| | EPTB01 | 8437008842936 | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|--------------------|--|
| Descripción | <p>Indicada para personas con inestabilidad o incapacidad de mantenerse en pie, por una menor utilización o una falta de funcionalidad de las extremidades inferiores (p. ej., por la pérdida de fuerza a causa de enfermedades malignas, así como enfermedades pulmonares y cardiovasculares avanzadas y crónicas) combinado con una debilidad postural del tronco.</p> <p>Valida para bañeras con un ancho interior de entre 40 y 62 cm.</p> |
|--------------------|--|

Características

| | |
|------------------------|---------------|
| Ancho asiento | 69 cm. |
| Altura total | 16 cm. |
| Ancho asidera | 18 cm. |
| Fondo de asiento | 26,5 cm. |
| Material | Polipropileno |
| Color | Blanco |
| Peso máximo soportado. | 150 Kg. |

Dimensiones y Pesos

| |
|---------------------------------|
| * Ver tabla de características. |
|---------------------------------|

Accesorios

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

Imágenes

