

FICHA DE PRODUCTO



Ref. Ficha	Descripción	
EPWSA03	STOP STRESS	

Familias	ENURESIS
-----------------	----------

Subfamilia	WET STOP
-------------------	----------

Denominación	ALARMA DE ENURESIS WET STOP 3
---------------------	-------------------------------

Tallas(s/ancho)	UNICA
------------------------	-------

Códigos	Color	Código EP	Código EAN	Código Nacional (C.N)
	AZUL	EPWSA03	8437008842202	E174080.9

Descripción

Wet-Stop 3 consta de una unidad de alarma con una pinza de soporte magnético que permite su fácil colocación sobre cualquier camiseta o pijama. La alarma está unida mediante un cable de conexión a un sensor que detecta la humedad provocada por la orina. Dicho sensor está diseñado con un sistema de pinza que permite fijarlo convenientemente en los pantalones del pijama o en la ropa interior. Vibración y 5 alarmas diferentes para evitar que el niño se acostumbre al sonido.

Características	

Dimensiones y Pesos	
* Ver tabla de características.	

Accesorios			

Imágenes

