



cymam[®]

ANTIESCARIAS

MOVILIDAD

ASEO

SISTEMAS DE SUJECCIÓN

SISTEMAS DE INMOVILIZACIÓN

DESCANSO

REHABILITACIÓN

ENURESIS

ORTESIS





ANTIESCARAS

COLCHONES



COLCHÓN CON COMPRESOR DE PRESIÓN ALTERNA “OLES”

Características:

El colchón anti escaras tubular Oles es la superficie de presión alterna adecuada para tratar las úlceras por presión de grado II, así como para prevenir la aparición de las mismas cuando el riesgo es medio. La presión alterna a un ritmo adecuado, evita la compresión vascular prolongada que puede causar hipoxia tisular. Así mismo, adapta el colchón al paciente y a su posición.

El compresor dispone de un interruptor que posibilita seleccionar entre presión alterna o estática, así como un indicador luminoso de baja presión.

Incluye kit de reparación de pinchazos.

Destaca por su compresor silencioso (de aluminio) y soportar usuarios de hasta 145 kg.

COD.INT.: EPCAT01





ANTIESCARAS

COLCHONES



Compresor regulable con indicador de baja presión y selector de presión alterna o estática



Filtro de polvo



Fusible y ganchos de sujeción a cama



Sistema anti desconexión.

COMPRESOR		COLCHÓN
Ref.: HF-608A		Ref.: HF-6002-V
Potencia: 220V / 50-60 Hz	Fusible: 1 A	Tamaño: 200 cm. x 90 cm. x 7,0 cm.
Salida de aire: 8 litros / minuto		18-24 celdas tubulares
Rango de presión: 50 mmHg-120 mmHg		Cubierta exterior: Nylon /PU
Tiempo de ciclo: 12 minutos		Celdas de aire: Nylon / PVC
Consumo eléctrico: 7W		PVC grosor: 0,3-0,4 mm.
Indicador luminoso de Baja Presión o Presión Correcta		Color: Azul
Interruptor para alternancia o estático		Peso de la colchoneta: 6 Kg.
Tamaño: 27,5 cm. x 13,5 cm. x 9,0 cm.	Peso: 1,4 Kg.	Peso soportado: 135-145 Kg.





ANTIESCARAS

COLCHONES



COLCHÓN CON COMPRESOR DE PRESIÓN ALTERNA "ONÍS"

Características:

El colchón anti escaras Onís es la superficie de presión alterna adecuada para tratar las úlceras por presión de grado I, así como para prevenir la aparición de las mismas cuando el riesgo es medio-bajo. Sus micro orificios de ventilación en la zona del sacro reducen la maceración de la piel.

El compresor dispone de un interruptor que posibilita seleccionar entre presión alterna o estática, así como un indicador luminoso de baja presión.

Incluye kit de reparación de pinchazos.

Destacado por su colchón con orificios de ventilación y su motor silencioso (aluminio).

COD.INT.: EPCAC03





ANTIESCARAS

COLCHONES




Compresor regulable con indicador de baja presión y selector de presión alterna o estática



Sistema anti desconexión.



Fusible, filtro de polvo y ganchos de sujeción a cama



Micro orificios de ventilación

COMPRESOR		COLCHÓN
Ref.: HF-608A		Ref.: HF-6001V
Potencia: 220V / 50-60 Hz	Fusible: 1 A	Tamaño: 280 cm. x 90 cm. x 6,5 cm.
Salida de aire: 8 litros / minuto		130 celdas de burbuja
Rango de presión: 50 mmHg-120 mmHg		Con solapas de ajuste y orificios de ventilación
Tiempo de ciclo: 12 minutos		Material: PVC (EN-71, toxicidad baja)
Consumo eléctrico: 7W		PVC grosor: 0,3-0,4 mm.
Indicador luminoso de Baja Presión o Presión Correcta		Color: Azul
Interruptor para alternancia o estático		Kit reparación: 2 parches y adhesivo
Tamaño: 27.5 cm. x 13.5 cm. x 9.0 cm. Kg.	Peso: 1,4	Peso soportado: 120-130 Kg.





ANTIESCARAS

COLCHONES



COLCHÓN CON COMPRESOR DE PRESIÓN ALTERNA "OTUR"

Características:

El colchón anti escaras Otur es la superficie de presión alterna adecuada para tratar las úlceras por presión de grado I, así como para prevenir la aparición de las mismas cuando el riesgo es bajo. Incluye kit de reparación de pinchazos.

Destacado por su excelente relación calidad-precio.

COD.INT.: EPCAC04





ANTIESCARAS

COLCHONES



Compresor regulable



Solapas de 40 cm.



Ganchos sujeción a cama



Kit reparación pinchazos

COMPRESOR	COLCHÓN
Ref.: HF-62012	Ref.: HF-6001
Potencia: 220V / 50-60 Hz	Tamaño: 280 cm. x 90 cm. x 7 cm.
Salida de aire: 4-6 litros / minuto	130 celdas de burbuja
Rango de presión: 50 mmHg-120 mmHg	Con solapas de ajuste
Tiempo de ciclo: 12 minutos	Material: PVC Medical Class
Consumo eléctrico: 7W	PVC grosor: 0,3-0,4 mm.
Fusible: 1 A	Color: Beige
Tamaño: 23.5 cm. x 12 cm. x 9.5 cm.	Kit reparación: 2 parches y adhesivo
Peso: 1,4 Kg.	Peso soportado: 120 Kg.





ANTIESCARAS

COJINES



**CUADRADO
SUAPEL**

Base de PU impermeable e ignífugo. Parte superior en poliéster.

COD.INT.: E1500



**CUADRADO HUECO
SUAPEL**

Base de PU impermeable e ignífugo. Parte superior en poliéster.

COD.INT.: E1550



**CIRCULAR
SUAPEL**

Base de PU impermeable e ignífugo. Parte superior en poliéster.

COD.INT.: E1600



**CIRCULAR ABIERTO
SUAPEL**

Base de PU impermeable e ignífugo. Parte superior en poliéster.

COD.INT.: E1650



**CUADRADO
IMPERMEABLE**

Fabricado en PU impermeable e ignífugo. Facilidad de limpieza y desinfección.

COD.INT.: E1700



**CUADRADO HUECO
IMPERMEABLE**

Fabricado en PU impermeable e ignífugo. Facilidad de limpieza y desinfección.

COD.INT.: E1750



**CIRCULAR
IMPERMEABLE**

Fabricado en PU impermeable e ignífugo. Facilidad de limpieza y desinfección.

COD.INT.: E1800



**CIRCULAR ABIERTO
IMPERMEABLE**

Fabricado en PU impermeable e ignífugo. Facilidad de limpieza y desinfección.

COD.INT.: E1850





ANTIESCARAS

COJINES Y PROTECTORES



COJÍN ANTIESCARAS VISCO ANATÓMICO

Fabricado con espuma viscoelástica de densidad 80. Forma anatómica y rebaja en el sacro. Incluye funda realizada en material impermeable.

COD.INT.: ECOVIAN



COJÍN ANTIESCARAS VISCO COXIS

Fabricado con espuma viscoelástica de densidad 65. Forma anatómica con liberación total de presión en la zona del coxis. Incluye dos fundas, una realizada en material impermeable y otra en TENCEL®.

COD.INT.: EPIV06



COJÍN ANTIESCARAS VISCO CARBONO 3D

Fabricado con forma anatómica en espuma viscoelástica con carbono, de densidad 65. Funda de material 3D transpirable.

COD.INT.: ECOVICB3D



PROTECTOR ANTIESCARAS CODO-TALÓN

Fabricado en Velour foamizado. Se ajusta a todas las medidas gracias a su cierre de velcro.

COD.INT.: E2700





MOVILIDAD

SILLAS DE RUEDAS



SILLA ALUMINIO AUTOPROPULSABLE “LLANES”

Características:

Silla de aluminio plegable con apoyabrazos abatibles y apoya pies extraíbles y regulables en altura. Ruedas delanteras de PU de 200 x 50 mm. y traseras de 600 mm. de PU anti pinchazos con sistema de extracción rápida (QR). Tapicería en nylon color negro.

Destaca por su ligereza (14 Kg.) y soportar hasta 135 Kg.

COD.INT.	DESCRIPCIÓN
EPSL640	Ancho de asiento 40 cm.
EPSL643	Ancho de asiento 43 cm.
EPSL646	Ancho de asiento 46 cm.
EPSL648	Ancho de asiento 48 cm.
EPSL651	Ancho de asiento 51 cm.





MOVILIDAD

SILLAS DE RUEDAS



Apoyabrazos de escritorio abatible



Sistema de extracción rápida (QR)



Freno de usuario



Empuñaduras antideslizantes



Bolso porta objetos en la parte trasera



Apoya pies extraíbles y regulables en altura

Longitudes cm. Peso Kg.												PESO SILLA
EPSL640	40	50	43	45	29	40	57	96	105	31	135	14
EPSL643	43	50	43	45	29	43	60	96	105	31	135	14
EPSL646	46	50	43	45	29	46	63	96	105	31	135	14
EPSL648	48	50	43	45	29	48	65	96	105	31	135	14
EPSL651	51	50	43	45	29	51	68	96	105	31	135	14





MOVILIDAD

SILLAS DE RUEDAS



SILLA ALUMINIO ACOMPAÑANTE “LLANES”

Características:

Silla de aluminio plegable con apoyabrazos abatibles y apoya pies extraíbles y regulables en altura. Ruedas delanteras de PU de 200 x 50 mm. y traseras de 300 mm. de PU anti pinchazos con sistema de extracción rápida (QR). Tapicería en nylon color negro.

Destaca por su ligereza (14 Kg.) y soportar hasta 135 Kg.

COD.INT.	DESCRIPCIÓN
EPSL340	Ancho de asiento 40 cm.
EPSL343	Ancho de asiento 43 cm.
EPSL346	Ancho de asiento 46 cm.
EPSL348	Ancho de asiento 48 cm.
EPSL351	Ancho de asiento 51 cm.





MOVILIDAD

SILLAS DE RUEDAS



Apoyabrazos de escritorio abatible



Sistema extracción rápida (QR)



Freno de usuario



Empuñaduras antideslizantes



Bolso porta objetos en la parte trasera



Apoya pies extraíbles y regulables en altura

Longitudes cm. Peso Kg.												PESO SILLA
EPSL340	40	50	43	45	29	40	54	96	105	31	135	14
EPSL343	43	50	43	45	29	43	57	96	105	31	135	14
EPSL346	46	50	43	45	29	46	60	96	105	31	135	14
EPSL348	48	50	43	45	29	48	62	96	105	31	135	14
EPSL351	51	50	43	45	29	51	65	96	105	31	135	14





MOVILIDAD

SILLAS DE RUEDAS



SILLA ACERO LIGERO ACOMPAÑANTE “NOEGA”

Características:

Silla de acero ligero plegable con apoyabrazos abatibles y apoya pies extraíbles y regulables en altura. Incluye un sistema de doble freno: manual y acompañante. Ruedas delanteras de PU de 200 x 50 mm. y traseras de 300 mm. de PU anti pinchazos. Tapicería en nylon color negro.

Destaca por incluir frenos de acompañante, cinturón y soportar hasta 135 Kg.

COD.INT.	DESCRIPCIÓN
EPSAC40	Ancho de asiento 40 cm.
EPSAC43	Ancho de asiento 43 cm.
EPSAC46	Ancho de asiento 46 cm.
EPSAC48	Ancho de asiento 48 cm.
EPSAC51	Ancho de asiento 51 cm.





MOVILIDAD

SILLAS DE RUEDAS



Apoyabrazos de
escritorio abatible



Freno de
acompañante



Freno de usuario



Cinturón de
seguridad



Bolso porta objetos
en la parte trasera



Apoya pies extraíbles y
regulables en altura

Longitudes cm. Peso Kg.												PESO SILLA
EPSAC40	40	50	43	45	29	40	54	96	105	31	135	17
EPSAC43	43	50	43	45	29	43	57	96	105	31	135	17
EPSAC46	46	50	43	45	29	46	60	96	105	31	135	17
EPSAC48	48	50	43	45	29	48	62	96	105	31	135	17
EPSAC51	51	50	43	45	29	51	65	96	105	31	135	17





MOVILIDAD

SILLAS DE RUEDAS



SILLA DE ACERO LIGERO AUTOPROPULSABLE “DEVA”

Características:

Silla de acero ligero plegable con apoyabrazos abatibles y apoya pies extraíbles y regulables en altura. Ruedas delanteras de PU de 200 x 50 mm. y traseras de 600 mm. de PU anti pinchazos con sistema de extracción rápida. Tapicería en nylon color negro.

Destaca por sus ruedas de extracción rápida y soportar hasta 135 Kg.

COD.INT.	DESCRIPCIÓN
EPSPC40	Ancho de asiento 40 cm.
EPSPC43	Ancho de asiento 43 cm.
EPSPC46	Ancho de asiento 46 cm.
EPSPC48	Ancho de asiento 48 cm.
EPSPC51	Ancho de asiento 51 cm.





MOVILIDAD

SILLAS DE RUEDAS



Apoyabrazos de escritorio abatible



Freno de usuario



Catadióptricos. Llanta, aro y radios de acero



Extracción rápida.



Apoya pies extraíbles y regulables en altura



Bolso porta objetos en la parte trasera

Longitudes cm. Peso Kg.												PESO SILLA
EPSPC40	40	50	43	45	29	40	57	96	105	31	135	17
EPSPC43	43	50	43	45	29	43	60	96	105	31	135	17
EPSPC46	46	50	43	45	29	46	63	96	105	31	135	17
EPSPC48	48	50	43	45	29	48	65	96	105	31	135	17
EPSPC51	51	50	43	45	29	51	68	96	105	31	135	17





MOVILIDAD

SILLAS DE RUEDAS



SILLA ALUMINIO ACOMPAÑANTE "GIGIA"

Características:

Silla de aluminio plegable ligera con apoyabrazos fijos y apoya pies extraíbles y regulables en altura. Respaldo abatible. Incluye doble freno: manual y acompañante con sistema de bloqueo. Ruedas delanteras de 200 mm. y traseras de 300 mm. de PU anti pinchazos. Tapicería en nylon color negro.

Destaca por su doble sistema de freno (usuario y acompañante).

COD.INT.	DESCRIPCIÓN
EPSAL43	Ancho de asiento 43 cm.
EPSAL46	Ancho de asiento 46 cm.





MOVILIDAD

SILLAS DE RUEDAS



Empuñadura
anatómica y freno
de acompañante



Respaldo abatible y
freno de usuario



Cinturón de
seguridad



Apoya pies extraíbles y
regulables en altura



Bolso porta objetos
en la parte trasera



Plegado compacto
70 x 70 x 25

Longitudes cm. Peso Kg.												PESO SILLA
EPSAL43	43	49.5	40	48	24	43	51	99	97	27	136	12
EPSAL46	46	49.5	40	48	24	46	54	99	97	27	136	12





MOVILIDAD

SILLAS DE RUEDAS



SILLA ALUMINIO AUTOPROPULSABLE “NAVA”

Características:

Silla de aluminio plegable extremadamente ligera (peso total 12 Kg.) con apoyabrazos fijos y apoyapies de aluminio, fijos y regulables en inclinación. Ruedas delanteras macizas de PVC de 150 mm. y traseras de PU anti pinchazos de 500 mm. Tapicería en nylon color negro.

Destaca por su ligereza (12Kg) y su plegado compacto para un fácil transporte.

COD.INT.	DESCRIPCIÓN
EPSPL41	Ancho de asiento 41 cm.
EPSPL46	Ancho de asiento 46 cm.





MOVILIDAD

SILLAS DE RUEDAS



Freno de acompañante



Freno de usuario



Apoya pies de inclinación regulable



Doble cruceta



Bolso porta objetos en la parte trasera



Plegado compacto
78 x 65 x 32

Longitudes cm. Peso Kg.												PESO SILLA
EPSPL41	41	43	38	45	23	40	58	91	100	32	100	12
EPSPL46	46	43	38	45	23	46	63	91	100	32	100	12





MOVILIDAD

ROLLATORS



ROLLATOR CON FRENO DE PRESIÓN "BULNES"

Características:

Rollator muy ligero y maniobrable fabricado en aluminio. Fácil de plegar y guardar.

Incorpora asiento acolchado con respaldo y cesta porta objetos.

Destaca por sus ruedas delanteras dobles que giran 360°.

COD.INT.: EPRLP02





MOVILIDAD

ROLLATORS



**Empuñadura anatómica
regulable en altura**



**Ruedas dobles
delanteras giratorias**



**Doble rueda trasera con
freno por presión**



Respaldo acolchado



**Asiento y cesta porta
objetos con bandolera**



Plegado compacto

Especificaciones técnicas	Rollator Bulnes
Dimensiones (largo-ancho-alto)	62 cm. x 61 cm. x 79-91 cm.
Peso	5.8 Kg.
Material	Aluminio
Color	Azul
Altura del asiento al suelo	54 cm.
Diámetro contera entre ruedas traseras	25 mm.
Peso máximo soportado	100 Kg.





MOVILIDAD

ROLLATORS



ROLLATOR CON FRENO MANUAL "TANES"

Características:

Rollator muy ligero y maniobrable fabricado en aluminio. Fácil de plegar y guardar.

Incorpora asiento acolchado con respaldo y cesta porta objetos.

Destaca por sus ruedas de 6" e incluir sistema de freno en puño.

COD.INT.: EPRLM02





MOVILIDAD

ROLLATORS



**Empuñadura anatómica
regulable en altura**



**Ruedas delanteras
giratorias de 6"**



Freno manual



Respaldo acolchado



**Asiento y cesta porta
objetos con bandolera**



Plegado compacto

Especificaciones técnicas	Rollator Tanes
Dimensiones (largo-ancho-alto)	76 cm. x 64 cm. x 81-92 cm.
Peso	5.8 Kg.
Material	Aluminio
Color	Azul
Altura del asiento al suelo	50 cm.
Peso máximo soportado	100 Kg.





MOVILIDAD

ANDADORES



ANDADOR ACERO CON ASIENTO “OSCOS”

Características:

Andador ligero, estable y maniobrable fabricado en acero. Ajuste de altura micrométrico. Fácil de plegar y guardar. Incorpora asiento acolchado. Diámetro de contera: 22 mm.

Destaca por su estabilidad, robustez y ligereza.

COD.INT.: EPAA01





MOVILIDAD

ANDADORES



**Empuñadura anatómica
regulable en altura**



Asiento acolchado



Rueda delantera



Plegado compacto

Especificaciones técnicas	Andador Oscos
Dimensiones (largo-ancho-alto)	47 cm. x 58 cm. x 79-89 cm.
Peso	5 Kg.
Material	Acero
Color	Verde
Altura del asiento al suelo	50 cm.
Diámetro contera trasera	22 mm.
Peso máximo soportado	100 Kg.






MOVILIDAD

MULETILLAS PLEGABLES



MULETILLA PLEGABLE

Muletilla plegable fabricada en aluminio y con acabados lisos monocromos. Puño anatómico blando y ambidiestro. Incluye cinta porta bastón. Regulable entre 82 y 92 cm. Diámetro de contera: 19 mm.



COD.INT.: EPMPLO1



COD.INT.: EPMPLO5



COD.INT.: EPMPLO3



COD.INT.: EPMPLO6



COD.INT.: EPMPLO4



COD.INT.: EPMPLO7





MOVILIDAD

Alu-
minio

MULETILLAS EXTENSIBLES



COD.INT.: EPMELO1



COD.INT.: EPMELO2



COD.INT.: EPMELO5



COD.INT.: EPMELO6



COD.INT.: EPMELO7



COD.INT.: EPMELO8

MULETILLA EXTENSIBLE

Muletilla extensible fabricada en aluminio y con acabados lisos monocromos. Puño anatómico blando y ambidiestro. Incluye cinta porta bastón. Regulable entre 72 y 95 cm. Diámetro de contera: 19 mm.



MULETILLA EXTENSIBLE

Muletilla extensible fabricada en tubo ovalado y estriado de aluminio con acabado liso negro. Regulable entre 70 y 93 cm. Diámetro de contera: 14 mm.

COD.INT.: EPMELO4





MOVILIDAD

MULETA AXILAR



MULETA AXILAR

Empuñadura regulable en 5 alturas.

Altura total regulable en 9 alturas.

Facilita la deambulación a personas con movilidad reducida.

Diámetro contera: 22 mm.

COD. INT.	DESCRIPCIÓN
EPMAL	Muleta axilar grande
EPMAM	Muleta axilar mediana
EPMAS	Muleta axilar pequeña





MOVILIDAD

BASTÓN INGLÉS



BASTÓN INGLÉS BIRREGULABLE

Regulable en la parte superior en tres posiciones y en la inferior entre 64 y 98 cm. Facilita la deambulación a personas con movilidad reducida. Diámetro contera: 18 mm.

COD.INT.: E1070



BASTÓN INGLÉS BIRREGULABLE CODERA ARTICULADA

Regulable en la parte superior en tres posiciones y en la inferior entre 64 y 98 cm. Provisto de pinza de antebrazo para facilitar su uso a personas con movilidad reducida. Diámetro contera: 18 mm.


COD.INT.: E1090





MOVILIDAD

REPUESTOS Y ACCESORIOS



PROTECTOR DE MANO PARA BASTÓN

Indicado para proteger la mano y musculatura del antebrazo durante el uso continuado de bastones en la deambulación.

COD.INT.: E1000



CONTERA PVC 18

Fabricada en PVC antideslizante. Se recomienda sustituir frecuentemente según desgaste. Diámetro de contera: 18 mm.

COD.INT.: E5100N18



CLAN

Pasador de seguridad.

COD.INT.: E5050





MOVILIDAD

REPUESTOS Y ACCESORIOS



CONTERA CAUCHO 19

Contera de caucho. Válida para muletilas extensibles y plegables. Diámetro de contera: 19 mm.

COD.INT.: ER0014



CONTERA CAUCHO 22

Contera de caucho. Válida para andador Ocos y muletas axilares. Diámetro de contera: 22 mm.

COD.INT.: ER0015



CONTERA CAUCHO 25

Contera de caucho. Válida para rollator Bulnes. Diámetro de contera: 25 mm.

COD.INT.: ER0016



CONTERA PU BASCULANTE

Fabricada en PU y con refuerzo de acero. Facilita la deambulación en terrenos irregulares. Diámetro de contera: 19 mm.

COD.INT.: ECONBAS



CONTERA PU MAXI TREKKING

Fabricada en PU y con refuerzo de acero. Facilita la deambulación en terrenos irregulares. Diámetro de contera: 25 mm.

COD.INT.: ECONMTR



CONTERA BAÑO PU 25

Fabricada en PU. Antideslizante. La contera plana es válida para el taburete Sella. La contera inclinada es válida para el resto de taburetes y sillas de ducha. Diámetro de contera: 25mm.

COD. INT.	DESCRIPCIÓN
ER0017	Contera inclinada
ER0018	Contera plana





MOVILIDAD

REPUESTOS Y ACCESORIOS



RUEDA DELANTERA 150x20 PVC

Rueda maciza, anti pinchazos fabricada en PVC.

COD.INT.: ERRROL



RUEDA DELANTERA 200x30 PVC

Rueda maciza, anti pinchazos fabricada en PVC.

COD.INT.: ERRD2



RUEDA DELANTERA 200x50 PU

Rueda maciza, anti pinchazos fabricada en PU.

COD.INT.: ERRD2N



RUEDA TRASERA 300 PU

Rueda maciza, anti pinchazos fabricada en PU.

COD.INT.: ERRT3



RUEDA TRASERA 300 PU QR

Rueda maciza, anti pinchazos fabricada en PU. Sistema QR.

COD.INT.: ERRT3QR



RUEDA TRASERA 500 PU ALUMINIO

Rueda maciza, anti pinchazos fabricada en PU.

COD.INT.: ERRT5



RUEDA TRASERA 600 PU QR ACERO

Rueda maciza, anti pinchazos fabricada en PU. Sistema QR. Acero.

COD.INT.: ERRT6QRA



RUEDA TRASERA 600 PU QR ALUMINIO

Rueda maciza, anti pinchazos fabricada en PU. Sistema QR. Aluminio.

COD.INT.: ERRT6QRL





MOVILIDAD

REPUESTOS Y ACCESORIOS



EMPUÑADURA ANATÓMICA

Empuñadura anatómica. Válida para sillas y caminadores con tubo de 22 mm. de diámetro.

COD.INT.	DESCRIPCIÓN
ERPAD	Mano derecha.
ERPAI	Mano izquierda.



REPOSAPIÉS ELEVABLE MODELOS NOEGA DEVA LLANES

COD.INT.	DESCRIPCIÓN
ERRPD2	Pierna derecha.
ERRPI2	Pierna izquierda.



REPOSAPIÉS ELEVABLE MODELO GIGIA

COD.INT.	DESCRIPCIÓN
ERRPD	Pierna derecha.
ERRPI	Pierna izquierda.





ASEO

SILLAS DE RUEDAS



SILLA DE DUCHA-WC CON RUEDAS PLEGABLE “ERCINA”

Características:

Ideal para aquellos usuarios con movilidad reducida que requieren una solución integral. Su diseño, le confiere gran versatilidad convirtiéndola en una opción perfecta para la mayoría de hogares. Provista de cuatro ruedas con giro de 360 grados, destaca por su maniobrabilidad y facilidad de uso como silla de interior. La incorporación de una cubeta de inodoro y su fabricación en aluminio y PVC sanitario, permiten su utilización en la ducha y como silla de WC.

Aviso importante: La barra oscilante trasera debe estar situada SIEMPRE en el anclaje inferior salvo en el momento de utilizarse sobre el WC.

Destaca por su polivalencia, ligereza, maniobrabilidad y plegado compacto.

COD.INT.: EPSBPH02





ASEO

SILLAS DE RUEDAS



Silla sobre el WC.



Plegado compacto.



Tapas de asiento y cubeta



Reposabrazos y reposapiés abatibles.

Especificaciones técnicas	Silla ducha-WC Ercina
Dimensiones (largo-ancho-alto)	58 cm. x 54 cm. x 90 cm.
Peso	7,5 Kg.
Materiales	Aluminio y PVC sanitario
Color	Blanco
Altura del asiento al suelo	50 cm.
Peso máximo soportado	100 Kg.





ASEO

TABURETES Y SILLAS



TABURETE ENOL

Fabricado en aluminio y PVC. Provisto de soporte para ducha. Graduable de 40 a 50 cm. Montaje sin herramientas. Peso máximo usuario: 100 Kg.

COD.INT.: EPTBC01



TABURETE CARES

Fabricado en aluminio y PVC. Graduable de 37 a 56 cm. Montaje sin herramientas. Peso máximo usuario: 100 Kg.

COD.INT.: EPTBH01



SILLA ALBA

Fabricada en aluminio y PVC. Altura graduable de 37 a 56 cm. Montaje sin herramientas. Peso máximo usuario: 100 Kg.

COD.INT.: EPSBC01



SILLA NARCEA

Fabricada en aluminio y PVC. Altura graduable de 35 a 55 cm. Montaje sin herramientas. Peso máximo usuario: 100 Kg.

COD.INT.: EPSBH01





ASEO

TABURETES Y TABLAS



TABURETE PLEGABLE NALÓN

Fabricado en aluminio y PVC. Altura graduable de 47 a 26 cm. Montaje sin herramientas. Peso máximo usuario: 100 Kg.

COD.INT.: EPTBP01



TABURETE REDONDO SELLA

Fabricado en aluminio y PVC. Graduable de 38 a 55 cm. Montaje sin herramientas. Peso máximo usuario: 100 Kg.

COD.INT.: EPTR01



TABLA DE BAÑERA "LENA"

Características:

Tabla de bañera fabricada en polipropileno. Ajustable al ancho interior de la bañera. Asa interior.

COD.INT.: EPTB01





ASEO

ASIENTOS



ASIENTO GIRATORIO DE BAÑERA "CAUDAL"

Características:

Lleva reposabrazos integrados y una palanca con 4 posiciones que puede bloquear el giro del asiento. El diseño del asiento impide deslizamientos y evacua el agua. Dos tornillos acolchados, lo aseguran en el interior de la bañera. Fabricado en acero inoxidable.

Dimensiones: Ancho total: 70 cm. Fondo total: 54 cm. Ancho asiento: 46 cm. Peso: 4.3 Kg.

Peso máximo usuario: 100 Kg.

Destaca por su estructura de acero inoxidable y facilidad de uso.

COD.INT.: EPAG01





ASEO

ELEVADORES DE INODORO



ELEVADOR DE INODORO

Fabricado en PVC sanitario.
Anclaje universal.
Montaje sin herramientas.
Peso máximo usuario: 100 Kg.

COD.INT.	DESCRIPCIÓN
EPEI10	Elevador 10 cm.
EPEI15	Elevador 15 cm.



ELEVADOR DE INODORO CON TAPA

Fabricado en PVC sanitario.
Anclaje universal.
Montaje sin herramientas.
Peso máximo usuario: 100 Kg.

COD.INT.	DESCRIPCIÓN
EPEI10T	Elevador 10 cm. con tapa
EPEI15T	Elevador 15 cm. con tapa



ELEVADOR DE INODORO CON BRAZOS

Fabricado en PVC sanitario.
Anclaje frontal universal.
Montaje sin herramientas.
Peso máximo usuario: 100 Kg.

COD.INT.: EPEI10B





SISTEMAS DE SUJECCIÓN

CINTURONES Y CHALECOS



CINTURÓN ABDOMINAL

Composición: nylon cordura y antelina. Cierre tridente. Talla única.

COD. INT.	DESCRIPCIÓN
E2100	Cinturón abdominal silla
E2100ESP	Cinturón abdominal sillón.



CINTURÓN PÉLVICO

Composición: nylon cordura y antelina. Cierre tridente. Talla única.

COD. INT.	DESCRIPCIÓN
E2101	Cinturón pélvico silla
E2101ESP	Cinturón pélvico sillón.



CINTURÓN ABDOMINAL CON TIRANTES

Composición: nylon cordura y antelina. Cierre tridente. Talla única.

COD. INT.: E2102



CINTURÓN PÉLVICO CON TIRANTES

Composición: nylon cordura y antelina. Cierre tridente. Talla única.

COD. INT.: E2103



CHALECO

Composición: nylon cordura y antelina. Cierre tridente. Talla única.

COD. INT.: E2104



CHALECO PÉLVICO

Composición: nylon cordura y antelina. Cierre tridente. Talla única.

COD. INT.: E2105





SISTEMAS DE INMOVILIZACIÓN

INMOVILIZADORES CON IMÁN



INMOVILIZADOR DE TRONCO CON IMÁN

Para evitar caídas y movimientos no deseados en pacientes con diferentes patologías.

COD. INT.	DESCRIPCIÓN
E2040	Cama de 90 cm.
E2040ESP	Cama de 135 cm.



INMOVILIZADOR DE MUÑECAS CON IMÁN

Evita que determinados pacientes se puedan lesionar o acceder a vías, sondas o pañales.

COD.INT.: E2050



INMOVILIZADOR DE PIÉS CON IMÁN

Evita que determinados pacientes puedan agredir o lesionarse.

COD.INT.: E2060

LLAVE PARA INMOVILIZADOR DE IMÁN

COD.INT.: E0002



BOTÓN PARA INMOVILIZADOR DE IMÁN

COD.INT.: E0001





DESCANSO

ALMOHADAS Y COJINES



COJÍN-ALMOHADA TUBULAR

Fabricada con poliuretano suave troceado y forrado con una funda lavable de popelín. Permite múltiples usos, como almohada cervical, bajo rodillas o tobillos. Medidas: 45 x 15 cm.

COD.INT.: E6500



ALMOHADA CERVICAL VISCO

Núcleo de visco e inyección de carbono que evita los olores de la sudoración. Funda interior 100% PES elástico. Funda exterior: 25% Tencel®, 75% fibra de poliéster. Medidas: 70 x 30 x 9,5-12,5 cm.

COD.INT.: EPIV08



COJÍN POSTURAL RODILLAS

Mantiene separadas las rodillas descargando la cadera. Composición interior: Espuma visco elástica con carbono (reduce la oxidación y evita malos olores) de densidad 65. Funda: 25% Tencel®, 75% fibra de poliéster. Medidas: 26 x 28 x 5-14.

COD.INT.: EPIV02





DESCANSO

ALMOHADAS Y COJINES



COJÍN LUMBAR VISCO

Descarga la zona lumbar durante la sedestación. Composición interior: Visco de densidad 65. Funda: 25% Tencel®, 75% fibra de poliéster. Medidas 39 x 34 x 10 cm.

COD.INT.: EPIV04



COLLARÍN VISCO DE VIAJE

Su diseño en forma de herradura, proporciona soporte y confort al cuello. Funda transpirable. Composición interior: Visco de densidad 65. Funda: 25% Tencel®, 75% fibra de poliéster.

COD.INT.: EPIV01



COJÍN ANATÓMICO DE POSICIONAMIENTO

Fabricado en EVA y con funda de nylon. Mantiene correctamente posicionados espalda y sacro durante la sedestación.

COD.INT.: EPCAP01





REHABILITACIÓN

STOP STRESS



BOLA DE GOLF

COD.INT.: EPSBG02



BOLA DE TENIS

COD.INT.: EPSBT01



BALÓN DE RUGBY

COD.INT.: EPSBR03



GUANTE DE BOXEO

COD.INT.: EPSBX05



HAND GRIP

COD.INT.: EPSBHG06





REHABILITACIÓN

STOP STRESS



FORMAS ANTI STRESS Y REHABILITACIÓN

Contenido:

COD.INT.	DESCRIPCIÓN	UDS
EPSBHG	Hand grip azul.	3
EPSBG02	Golf verde.	3
EPSBR03	Rugby morado.	3
EPSBT01	Tenis amarillo.	3
EPSBX05	Boxeo rojo.	3

Características:

Formas fabricadas en FOAM de alta calidad. Cada una de las formas está indicada para patologías o situaciones diferentes. Desarrollo físico (movilidad). Terapia física. Terapia ocupacional. Desarrollo mental. Rehabilitación neurocognitiva. Desarrollo social. Psicoterapia individual y grupal. Grupo de apoyo. Terapia alterna o medicina alternativa.

COD.INT.: EPSBEXP





ENURESIS

WET-STOP 3



ALARMA DE ENURESIS WET-STOP 3

Características:

Wet-Stop 3 consta de una unidad de alarma con una pinza de soporte magnético que permite su fácil colocación sobre cualquier camiseta o pijama. La alarma está unida mediante un cable de conexión a un sensor que detecta la humedad provocada por la orina. Dicho sensor está diseñado con un sistema de pinza que permite fijarlo convenientemente en los pantalones del pijama o en la ropa interior. Vibración y 5 alarmas diferentes para evitar que el niño se acostumbre al sonido.

COD.INT.: EPPSA03





ENURESIS

WET-STOP 3



Unidad de alarma



Unidad de alarma
cierre de imán



Sensor humedad



Cable conexión con
el sensor



Sistema de
recompensas





ORTESIS

NEOPRENO



MUÑEQUERA CORTA

Se ajusta mediante velcro y hebilla para asegurar estabilidad y confort durante su uso.
Talla única.

COD.INT.: E4100



MUÑEQUERA METAPULGAR

Provista de un fleje a nivel pulgar.
Tratamiento de la rizartrosis.
Talla única bilateral.

COD.INT.: E4200



CODERA CON CINTA VELCRO

La presión sobre los epicóndilos se regula con la cinta de velcro según necesidad.
Talla única.

COD.INT.: E4300



MUSLERA

Soporte térmico para patología muscular en el muslo: contracturas, roturas fibrilares, etc.
Talla única.

COD.INT.: E4600





ORTESIS

NEOPRENO



RODILLERA ROTULAR

Es ideal para problemas articulares cuando es necesario descargar la presión rotular.
Talla única.

COD.INT.: E4500



RODILLERA CERRADA

Indicada para problemas degenerativos articulares y derrames repetidos.
Talla única.

COD.INT.: E4400



BANDA ABDOMINAL

Ofrece soporte térmico y compresión a la zona lumbar. Gran confort. Altura: 21 cm.
Talla única.

COD.INT.: E4700



TOBILLERA CON VENDA

Provista de venda elástica que permite estabilizar el tobillo de forma adecuada.
Talla única.

COD.INT.: E4800





ORTESIS

NEOPRENO



(Anterior)

FAJA SACROLUMBAR

(Posterior)

Provista de cuatro flejes flexibles que favorece su adaptación y facilita el uso continuado. Diseñada para proteger la zona lumbar durante el ejercicio físico. Altura: 24 cm. Talla única.

COD.INT.: E4900



(Anterior)

FAJA REFORZADA

(Posterior)

Diseñada para proteger la zona lumbar durante el ejercicio físico. Provista de cuatro flejes flexibles. Disponible en cinco tallas para garantizar una perfecta adaptación a todos los pacientes. Altura: 28 cm.

Talla	S	M	L	XL	XXL
cm.	<79	80-89	90-99	100-109	>110
COD. INT.	E4910S	E4910M	E4910L	E4910XL	E4910XXL





ORTESIS

NEOPRENO



EXPOSITOR LÍNEA MEDICINA DEPORTIVA

COD.INT.: E4950

COD.INT.	Descripción	Cantidad	Bonificación
E4100	Muñequera corta. Talla única.	2	3
E4200	Muñequera metapulgar. Talla única.	3	
E4300	Codera con cinta velcro. Talla única.	1	
E4400	Rodillera cerrada. Talla única.	2	
E4500	Rodillera rotular. Talla única.	2	
E4600	Muslera. Talla única.	1	
E4800	Tobillera con venda. Talla única.	3	
E4700	Banda abdominal. Talla única.	2	
E4900	Faja sacrolumbar. Talla única.	1	





ORTESIS

LINEA ELÁSTICA



RODILLERA

Indicada para cualquier patología que requiera inmovilización ligera o compresión.
Longitud: 150 cm. Talla única.

COD.INT.: E2710



CODERA

Indicada para cualquier patología que requiera inmovilización ligera o compresión.
Longitud: 90 cm. Talla única.

COD.INT.: E2720



MUÑEQUERA

Indicada para cualquier patología que requiera inmovilización ligera o compresión.
Longitud: 40 cm. Talla única.

COD.INT.: E2730



TOBILLERA

Indicada para cualquier patología que requiera inmovilización ligera o compresión. Longitud: 90 cm. Talla única.

COD.INT.: E2740





ORTESIS

LINEA ELÁSTICA



EXPOSITOR LÍNEA ELÁSTICA

COD.INT.: E2750

COD.INT.	Descripción	Cantidad	Bonificación
E2710	Rodillera. Talla única.	4	1
E2720	Codera. Talla única.	2	
E2730	Muñequera. Talla única.	6	1
E2740	Tobillera. Talla única.	6	1





ORTESIS

CORRECTOR NOCTURNO



CORRECTOR NOCTURNO

Indicado para la corrección nocturna del Hallux-Valgus.



EXPOSITOR CORRECTOR NOCTURNO

COD.INT.: E7009

COD.INT.	DESCRIPCIÓN
E7001-D	Corrector nocturno. Talla 1. Derecho.
E7001-I	Corrector nocturno. Talla 1. Izquierdo.
E7002-D	Corrector nocturno. Talla 2. Derecho.
E7002-I	Corrector nocturno. Talla 2. Izquierdo.

COD.INT.	DESCRIPCIÓN	UDS
E7001-D	Corrector nocturno. Talla 1. Derecho.	3
E7001-I	Corrector nocturno. Talla 1. Izquierdo.	3
E7002-D	Corrector nocturno. Talla 2. Derecho.	3
E7002-I	Corrector nocturno. Talla 2. Izquierdo.	3





ORTESIS

CABESTRILLOS



RATIER

Los cabestrillos están indicados para proporcionar descarga de hombro y brazo, procesos inflamatorios que requieran inmovilización, fracturas de clavícula y húmero, sujeción de brazos escayolados, esguinces y luxaciones del miembro superior.

Talla única.

COD.INT.: E2146



DOS PIEZAS

Los cabestrillos están indicados para proporcionar descarga de hombro y brazo, procesos inflamatorios que requieran inmovilización, fracturas de clavícula y húmero, sujeción de brazos escayolados, esguinces y luxaciones del miembro superior.

Talla única.

COD.INT.: E2135



CERRADO

Los cabestrillos están indicados para proporcionar descarga de hombro y brazo, procesos inflamatorios que requieran inmovilización, fracturas de clavícula y húmero, sujeción de brazos escayolados, esguinces y luxaciones del miembro superior.

Talla	S	M	L
cm.	0-38	39-41	42-44
COD. INT.	E2140S	E2140M	E2140L



INMOVILIZADOR SLING

Los cabestrillos están indicados para proporcionar descarga de hombro y brazo, procesos inflamatorios que requieran inmovilización, fracturas de clavícula y húmero, sujeción de brazos escayolados, esguinces y luxaciones del miembro superior.

COD.INT.: E2145



[illegible]



RODILLA

MUÑECA Y BRAZO

TRONCO

TOBILLO

VARIOS





ORTESIS

RODILLA



ARTILAX

Indicada para el tratamiento y prevención de lesiones leves de rodilla. Estimulación propioceptiva (contención). Características: Diseño anatómico. Tejido elástico. Modelo bilateral. No contiene látex.

Talla	T 1	T 2	T 3	T 4
cm.	30-34	34-38	38-42	42-47
COD. INT.	DJ82-0036-1	DJ82-0036-2	DJ82-0036-3	DJ82-0036-4



FORTILAX

Indicada para el tratamiento y prevención de lesiones leves de rodilla. Estimulación propioceptiva (contención). Características: Diseño anatómico. Tejido 3D (20-26 mmHg estándar médico) elástico y transpirable. Modelo bilateral.

Talla	T 2	T 3	T 4
cm.	39-42	43-46	47-49
COD. INT.	DJ82-0709-2	DJ82-0709-3	DJ82-0709-4



ROTULAX

Indicada en caso de lesiones e inestabilidades moderadas de rótula y rodilla. Características: Tejido 3D (20-26 mmHg estándar médico) elástico y transpirable. Estabilización selectiva de rótula mediante rodete de silicona. Flejes laterales ligeros. Bandas de silicona antideslizantes. Modelo bilateral.

Talla	T 2	T 3	T 4
cm.	39-42	43-46	47-49
COD. INT.	DJ82-0710-2	DJ82-0710-3	DJ82-0710-4



GENULAX

Indicada en caso de lesiones e inestabilidades moderadas de rótula y rodilla que requieran una mayor estabilización. Lesiones meniscales leves. Características: Tejido 3D (20-26 mmHg estándar médico) elástico y transpirable. Bisagras policéntricas con brazos rígidos. Modelo bilateral.

Talla	T 2	T 3	T 4
cm.	39-42	43-46	47-49
COD. INT.	DJ82-0713-2	DJ82-0713-3	DJ82-0713-4





ORTESIS

MUÑECA Y BRAZO



MANULAX

Indicada para el tratamiento y prevención de lesiones leves de muñeca. Estimulación propioceptiva. Características: Tejido 3D transpirable. Fleje palmar rígido. Inserción de silicona en el epicóndilo. Cincha para ajuste de compresión.

Talla	T 1	T 2	T 3
cm.	13-14,5	14,5-16	16-17,5
COD. INT. IZDA	DJ82-0718-1	DJ82-0718-2	DJ82-0718-3
COD. INT. DCHA	DJ82-0719-1	DJ82-0719-2	DJ82-0719-3



DUOFORM

Indicada en esguince y traumatismos de pulgar y muñeca que requieran inmovilización. Características: Tejido 3D transpirable. Férula palmar ergonómica. Placa posterior de aluminio moldeable. Modelo bilateral.

Talla	T 2	T 3	T 4
cm.	11-14	14-16	16-19
COD. INT.	DJ82-96130	DJ82-96132	DJ82-96133



ERGOFORM

Indicada cuando se requiera inmovilización de las articulaciones del pulgar: esguinces, subluxaciones o rizartrosis. Características: Fácil ajuste gracias a su correa con sistema "Stop Strap". Soporte del pulgar mediante fleje de aluminio maleable. Correa distal para el pulgar. Material Ozone transpirable. Modelo bilateral.

Talla	T 0
cm.	12-16
COD. INT.	DJ82-96190



CONDILAX

Indicada para sujeción y compresión en lesiones de codo de gravedad moderada: epicondilitis (codo de tenista y codo de golfista). Características: Tejido 3D elástico (20-26 mmHg, estándar médico) y transpirable. Almohadilla de silicona para mayor sujeción del epicóndilo. Correas extraíbles y ajustables. Modelo bilateral.

Talla	T 1	T 2	T 3
cm.	18-20	21-24	25-28
COD. INT.	DJ82-0720-1	DJ82-0720-2	DJ82-0720-3





ORTESIS

TRONCO



LOMBOSTRAP

Indicada para dolor lumbar leve y mantenimiento propioceptivo de la zona lumbar. Características: Faja lumbar elástica, transpirable con 4 ballenas lumbares flexibles y 2 ballenas abdominales. Cinchas bilaterales para ajustar el grado de sujeción. Altura a nivel dorsal 26 cm.

Talla	T 1	T 2	T 3
cm.	70-89	90-112	113-135
COD. INT.	DJ82-0037-1	DJ82-0037-2	DJ82-0037-3



POROSTRAP

Indicada para dolor lumbar leve o moderado, sea crónico o agudo. Soporte para lesiones de la zona lumbar. Características: Faja lumbar elástica con 4 ballenas lumbares flexibles y 2 ballenas abdominales ajustables. Bandas elásticas de ajuste.

Talla	T M	T L	T XL
cm.	82-98	98-116	116-136
COD. INT.	DJ82-0228-3	DJ82-0228-4	DJ82-0228-5



FAJA ABDOMINAL

Indicada para proporcionar compresión y soporte a las tensiones y debilidad muscular de las zonas abdominal y lumbar. Aplicación abdominal, posparto o posquirúrgica. Características: Soporte abdominal con cuatro zonas cosidas en plástico. Facilidad de ajuste con cierre de contacto (velcro). No contiene látex.

Talla	T S/M	T L/XL
cm.	76-114	114-158
COD. INT.	DJ81-97070	DJ81-97071



SOPORTE CLAVICULAR

Indicada para el tratamiento de fracturas de clavícula y actitudes cifóticas dorsales. Características: Fabricada en espuma y nylon, con cierre por contacto (velcro) para un ajuste fácil. Anillas en forma de D móviles que permiten un ajuste adecuado. Hombreras acolchadas.

Talla	INFANTIL	ADULTO
Distancia intraescapular	31-40	41-49
COD. INT.	DJH-CR121	DJH-CR122





ORTESIS

TOBILLO



ARTILAX

Indicada para la contención leve de la articulación y tratamiento del edema de tobillo. Estimulación propioceptiva (contención) en la fase de realineación y/o reanudación de actividades. Prevención de la recurrencia del esguince. Características: Tejido anatómico. No contiene látex. Modelo bilateral.

Talla	T 1	T 2	T 3	T 4
cm.	18-20	20-22	22-24	24-27
COD. INT.	DJ82-0035-1	DJ82-0035-2	DJ82-0035-3	DJ82-0035-4



FORTILAX

Indicada para la contención y el mantenimiento en lesiones leves de tobillo. Estimulación propioceptiva (contención). Características: Tejido 3D (20-26 mmHg estándar médico) elástico y transpirable. No contiene látex. Modelo bilateral.

Talla	T 1	T 2	T 3	T 4
cm.	19-20	21-22	23-24	25-26
COD. INT.	DJ82-0714-1	DJ82-0714-2	DJ82-0714-3	DJ82-0714-4



STRAPILAX

Indicada para la contención y el mantenimiento de lesiones moderadas de tobillo. Características: Tejido 3D (20-26 mmHg estándar médico) elástico y transpirable. Almohadillas de silicona para proteger y estabilizar los maleolos. Correa elástica adicional para incremento de la estabilidad de la articulación.

Talla	T 1	T 2	T 3
cm.	19-20	21-22	23-24
COD. INT.	DJ82-0716-1	DJ82-0716-2	DJ82-0716-3



ESTABILIZADOR DE TOBILLO AIR STIRRUP

Indicada para esguinces (grado I, II, III) e inestabilidad crónica de tobillo. Características: Forro poroso y transpirable. Carcasas anatómicas semirígidas para sujetar el tobillo y evitar rotación. Férula lateralizada. Células neumáticas pre-infladas DUPLEX™ para acelerar la recuperación.

COD.INT.: DJ02E





ORTESIS

VARIOS



CORRECTOR HALLUX VALGUS "ACTYTOE™"

Indicado para el alivio del dolor en pacientes con Hallux Valgus (juanete). Corrección en estadios leves o moderados. Mantiene la posición correcta después de una cirugía de Hallux Valgus. Cojín de espuma viscoelástica. Correas ajustables, delgadas y suaves. Férula anatómicamente contorneada. Materiales transpirables y ligeros. Uso nocturno. Modelo bilateral.

Talla	T S	T M	T L
Talla zapato	36-38	39-41	42-44
COD. INT.	DJ82-05S	DJ82-05M	DJ82-05L



ZAPATO POSTOPERATORIO

Diseñado para una variedad de situaciones post operatorias y post-traumatismos. Tejido de espuma para el empeine con suela semiflexible y antideslizante, cómodo talón contorneado. Cinchas con cierre de velcro. Modelo bilateral.

Talla	T XS	T S
Talla zapato	36-38	39-41
COD. INT.	DJ79-81132	DJ79-81133



CINTA PATELAR

Indicada para aliviar el dolor anterior de rodilla causado por tendinitis rotuliana, condromalacia o enfermedad de Osgood Schlater. La banda de silicona cuenta con un innovador sistema que proporciona comodidad y alivio de la presión sobre el tendón rotuliano. Esta banda está diseñada para adaptarse a los contornos de la rodilla y trabaja conjuntamente con la acolchada cincha trasera para distribuir la presión uniformemente. Incluye reflectantes para aumentar la visibilidad.

Talla	T S/M	T L/XL
Perímetro rodilla	33-38	38-48
COD. INT.	DJ83-0016-S/M	DJ83-0016-L/XL





ORTESIS

VARIOS



BOLSA FRÍO-CALOR REUTILIZABLE

Bolsa de plástico con gel en su interior que se mantiene flexible para ser utilizado como bolsa de hielo. Incluye bolsa de material textil para proteger la piel durante su uso.

Frío: Indicado para procesos inflamatorios que cursen con edema y hematomas. Uso post-quirúrgico y en traumatismos. Modo de uso: Guardarlo en una nevera o congelador. Secar y aplicar sobre la piel previamente protegida por la bolsa textil incluida o un paño.

Calor: Indicado para procesos que requieran el uso analgésico del calor. Modo de uso: Calentar en agua al baño maría a unos 60° de 5 a 10 minutos y aplicar sobre la piel protegida por la bolsa textil incluida o un paño.

Tamaño: 21 x 14 cm.

COD.INT.: DJAXP1



BOLSA FRÍO INSTANTANEO

Indicada para urgencias en caso de lesiones o patologías que requieran el uso de frío para su tratamiento. Modo de uso: 1.- Para activar, doblar la bolsa de líquido interior por la mitad hasta que rompa. 2.- Agitar enérgicamente para mezclar los componentes. 3.- Envolver en tela y aplicar. Tamaño: 21 x 14 cm.

COD.INT.: DJAXP2







Productos de apoyo

MOVILIDAD

ASEO

DESCANSO

VIDA DIARIA



MOVILIDAD

MULETILLAS



BASTÓN

Puño nacarina.

COD.INT.: CV159



MULETILLA

Haya anilla goma.

COD.INT.: CV202



MULETILLA

Haya puño plástico.

COD.INT.: CV151



MULETILLA

Hueso haya goma.

COD.INT.: SU095



MULETILLA

Curvada puño haya.

COD.INT.: CV208



MULETILLA

Clásica imitación bambú.

COD.INT.: CV441



MULETILLA

Clásica madera negra.

COD.INT.: CV496



MULETILLA

Especial Derby. Madera negra.

COD.INT.: SU147



MULETILLA

Fresno.

COD.INT.: CV753



MULETILLA ANATÓMICA

Concha mano derecha.

COD.INT.: SU150



MULETILLA ANATÓMICA

Concha mano izquierda.

COD.INT.: SU151



MULETILLA

Haya negra.

COD.INT.: CV152



MOVILIDAD

MULETILLAS



MULETILLA

Haya metacrilato malva.

COD.INT.: CV478



MULETILLA

Haya metacrilato marrón.

COD.INT.: CV453



MULETILLA

Haya metacrilato gris.

COD.INT.: CV454



MULETILLA

Haya metacrilato azul.

COD.INT.: CV4020



MULETILLA

Haya grabada. Marrón.

COD.INT.: CV437



MULETILLA EXTENSIBLE

Aluminio negro.

COD.INT.: SU365



MULETILLA EXTENSIBLE

Aluminio leopardo.

COD.INT.: CV530



MULETILLA PLEGABLE

Aluminio azul.

COD.INT.: CV533



MULETILLA PLEGABLE

Aluminio flores verde.

COD.INT.: CV536



MULETILLA PLEGABLE

Aluminio flores negra.

COD.INT.: CV519



MULETILLA PLEGABLE

Aluminio flores azul.

COD.INT.: CV522



MULETILLA PLEGABLE

Aluminio rosa.

COD.INT.: CV532



MOVILIDAD

BASTÓN INGLÉS



BASTÓN INGLÉS

Negro puño blando.

COD.INT.: EWBINPAR



BASTÓN INGLÉS

Berenjena puño blando.

COD.INT.: EWBIBPAR



BASTÓN INGLÉS

Azul puño blando.

COD.INT.: EWBIAPAR



BASTÓN INGLÉS

Turquesa puño blando.

COD.INT.: EWBITPAR



BASTÓN INGLÉS

Gris puño blando.

COD.INT.: EWBIGPAR



BASTÓN INGLÉS

Sport puño blando.
Negro - blanco.

COD.INT.: EW141NB



BASTÓN INGLÉS

Sport puño blando.
Negro - negro.

COD.INT.: EW141NN



BASTÓN INGLÉS

Sport puño blando.
Rojo - blanco.

COD.INT.: EW141RB



BASTÓN INGLÉS

Sport puño blando.
Azul - granate.

COD.INT.: EW141AG



BASTÓN INGLÉS

Sport puño blando.
Azul - blanco.

COD.INT.: EW141AB



BASTÓN INGLÉS

Birregulable.
Integral extensible.

COD.NAC.: 218701



BASTÓN INGLÉS

Birregulable.
Codera articulada.

COD.NAC.: 218982



MOVILIDAD

REPUESTOS MULETILLAS Y BASTONES



CONTERA CAUCHO

Contera de 19 mm colores.

COD.INT.: ADA107



CONTERA CAUCHO

Contera de 19 mm negra.

COD.INT.: ADA100N



MAXI CONTERA

17 mm gris.

COD.INT.: ADA117



MAXI CONTERA

19 mm gris.

COD.INT.: ADA119



CONTERA

Muletilla de 18 mm.

COD.INT.: 813



CONTERA

Trekking de 14 mm.

COD.INT.: CVAC80



EXPOSITOR

Bastonero fabricado en acero y PVC. Admite muletilas de aluminio, de madera y bastones ingles. Estable y robusto.

COD.INT.: EPEXPB



MOVILIDAD

ANDADORES



ANDADOR ALUMINIO

Aluminio. 2,1 Kg.
Peso máximo usuario: 100 Kg.

COD.INT.: EWFLY2



ANDADOR ALUMINIO

Aluminio. 2,3 Kg.
Peso máximo usuario: 100 Kg.

COD.INT.: EWFLY4



ANDADOR ALUMINIO

Aluminio. Con asiento. 3,2 Kg.
Peso máximo usuario: 100 Kg.

COD.INT.: EWFLY2A



ANDADOR ALUMINIO

Aluminio con asiento Dubái. Peso
máximo usuario: 100 Kg.

COD.INT.: EW0005



ANDADOR ACERO

Acero con asiento Oscos.
Peso máximo usuario: 100 Kg.

COD.INT.: EPAA01



ANDADOR

De pasos. Aluminio plegable.
Peso máximo usuario: 100 Kg.

COD.INT.: AD230



MOVILIDAD

PEDALIERS



PEDALIER

Regulación de esfuerzo.

COD.INT.: SU2140



PEDALIER PLEGABLE

Graduación de dureza.

COD.INT.: AD703



PEDALIER PLEGABLE DIGITAL

Graduación de dureza. Tiempo, revoluciones y calorías.

COD.INT.: SU21392



PEDALIER PLEGABLE DIGITAL

Graduación de dureza. Tiempo, revoluciones y calorías.

COD.INT.: ALVP159RA





ELEVADOR INODORO

Altura: 10 cm.

COD.INT.: EPEI10



ELEVADOR INODORO CON TAPA

Altura: 10 cm.

COD.INT.: EPEI10T



ELEVADOR INODORO

Altura: 15 cm.

COD.INT.: EPEI15



ELEVADOR INODORO CON TAPA

Altura: 15 cm.

COD.INT.: EPEI15T



ELEVADOR CON REPOSABRAZOS

Regulable en 3 alturas (5, 10 y 15 cm) y en inclinación.

COD.INT.: AD510



ELEVADOR BLANDO

Altura: 11 cm.

COD.INT.: AD513



BIDET

Acoplable universal.

COD.INT.: AD500E



BIDET CON TAPÓN

Con tapón de desagüe.

COD.INT.: EW0024

ASEO

SILLAS Y COMPLEMENTOS



TABURETE REDONDO

Fabricado en aluminio y PVC.
Diámetro asiento 32 cm.
Peso máximo usuario: 100 Kg.

COD.INT.: EPTR01



TABURETE MILANO

Fabricado en aluminio y PVC.
Diámetro del asiento 34 cm.
Peso máximo usuario: 110 Kg.

COD.INT.: AD540



SILLA CLEAN

Ancho total: 52 cm.
Alto total: 99 cm.
Largo total: 86 cm.
Peso máximo usuario: 130 Kg.

COD.INT.: AD828



SILLA ROYAL

Silla con inodoro incorporado.
Graduable entre 79 y 85 cm.
Peso máximo usuario: 100 Kg.
Incluye orinal con tapa.

COD.INT.: SU2211



ASIDERA DE VENTOSA

Barra de seguridad antideslizante de 30 cm.
Señal de sujeción correcta.

COD.INT.: EW0015



LAVACABEZAS

Bandeja con sujeción de velcro.

COD.INT.: ADH1870



LAVACABEZAS

Hinchable y con tubo de desagüe.

COD.INT.: ADH1874



ELEVADOR IPOO

Ayuda a tu salud digestiva.
Evita el estrangulamiento del músculo puborectal.

COD.INT.: IPOO



DESCANSO



SOMIER ELÉCTRICO

Somier de 4 planos. Patas de 35 cm.

COD.INT.: AD985F



CAMA CARRO ELEVADOR

Somier 4 planos, trapecio, cabecero y piecero

COD.INT.: AD961



BARANDILLA ABATIBLE UNIVERSAL

Acero cromado.

Ancho: 145 cm.

Alto: 42 cm.

COD.INT.: AD955



COLCHÓN VISCO SANITARIO

Fabricado en espuma (10 cm)+visco (5 cm) y con cortes laser para favorecer la articulación.
Funda hospitalaria . 90 x 190 cm.

COD.INT.: E06600



GRÚA MINI BLUE FLYER

Ancho: 52 cm.

Elevación de 57 a 160 cm.

Peso máximo usuario: 160 Kg.

COD.INT.: AD921



DESCANSO

COMPLEMENTOS



TRAPECIO BAJO CAMA

Altura: 170 cm.

Ancho: 75 cm.

Fondo: 82 cm.

COD.INT.: AD950



TRAPECIO CAMA

Altura: 148 cm.

Diámetro tubo: 35 cm.

Anclaje: 8,5 x 9,5 cm.

COD.INT.: EWEA408C



MESITA AUXILIAR

Regulable en altura desde 61 a 94 cm.

Medidas del tablero: 50 x 40 cm.


COD.INT.: AD683M



RESPALDO DE CAMA

Ajustable en inclinación.

COD.INT.: H3612



COJÍN VISCO GEL

Base antideslizante.

Medidas: 41 x 41.

Peso máximo usuario: 120 Kg.

COD.INT.: EWEA313-41



COJÍN GEL

Base antideslizante.

Medidas: 42 x 42 x 5 cm.

Peso máximo usuario: 120 Kg.

COD.INT.: EWEA314



VIDA DIARIA

LENCERÍA



EMPAPADOR REUTILIZABLE

Algodón, poliéster, vinilo.
Resiste 300 lavados a 70 °C.

COD. INT.	DESCRIPCIÓN
EW0081	90 X 85 CM
EWEA440D135	135 X 85 CM



BABEROS DESECHABLES

Paquete de 100 unidades con depósito.
Medidas: 65 x 65 cm.

COD.INT.: GD090



BABERO CUADROS

Resiste 300 lavados a 85 °C.
Medidas: 45 x 93 cm.

COD.INT.: GD09



BABERO URETANO

Resiste 300 lavados a 95 °C.
Medidas: 45 x 93 cm.

COD.INT.: GD08





SÁBANA SUJECCIÓN SIN MANGAS

Impide al paciente levantarse o caerse de la cama, así como manipular empapadores, sondas, etc. Permite sentarse en la cama, girarse y mover libremente brazos y piernas. Fabricada en 50% algodón y 50% poliéster para soportar tirones sin rasgarse. Cremallera reforzada, con el cierre en los pies y tope superior protegido del contacto con la piel. Aperturas laterales para permitir el uso de sondas vesicales. Temperatura máxima de lavado 60° C. Admite planchado a temperatura media, máximo 150° C. Se puede secar en secadora. No usar lejía.

COD.INT.: UGS90SM



SÁBANA SUJECCIÓN CON MANGAS

Impide al paciente levantarse o caerse de la cama, así como manipular empapadores, sondas, etc. Permite sentarse en la cama, girarse y mover libremente brazos y piernas. Fabricada en 50% algodón y 50% poliéster para soportar tirones sin rasgarse. Cremallera reforzada, con el cierre en los pies y tope superior protegido del contacto con la piel. Aperturas laterales para permitir el uso de sondas vesicales. Temperatura máxima de lavado 60° C. Admite planchado a temperatura media, máximo 150° C. Se puede secar en secadora. No usar lejía.

COD.INT.: UGS90CM



PIJAMA CORTO

Indicado para pacientes con demencia; tiene las mangas y patas cortas y cremallera en la espalda para usarlo como ropa interior. El paciente no puede quitárselo sin ayuda, por lo que no podrá desnudarse totalmente él solo, ni manipular los empapadores si los usa. 50% algodón, 50% poliéster. 4 Tallas: S, M, L, XL. Temperatura máxima de lavado 60° C. Admite planchado a temperatura media, máximo 150° C. Se puede secar en secadora. No usar lejía.

COD. INT.	DESCRIPCIÓN
UGPIJCS	Pijama corto. Talla S.
UGPIJCM	Pijama corto. Talla M.
UGPIJCL	Pijama corto. Talla L.
UGPIJCXL	Pijama corto. Talla XL.

Talla S



Talla M



Talla L



Talla XL





PIJAMA LARGO

Indicado para pacientes con incontinencia y demencia; tiene las mangas y patas largas para usarlo como pijama, con la cremallera en la parte interior de las piernas (de tobillo a tobillo) y el carro tapado por una solapa de tela, de manera que el paciente no puede abrirla. También está indicado para proteger la piel de los pacientes que se lesionan rascándose. 50% algodón, 50% poliéster. 4 Tallas: S, M, L, XL. Temperatura máxima de lavado 60° C. Admite planchado a temperatura media, máximo 150° C. Se puede secar en secadora. No usar lejía.

COD. INT.	DESCRIPCIÓN
UGPIJLS	Pijama largo. Talla S.
UGPIJLM	Pijama largo. Talla M.
UGPIJLL	Pijama largo. Talla L.
UGPIJLXL	Pijama largo. Talla XL.

VIDA DIARIA

LENCERÍA

Talla S



Talla M



Talla L



Talla XL



VIDA DIARIA

PASTILLEROS



4 EN 1

Tritura, parte, almacena y vaso.

COD.INT.: ADH9936



MEDI FLOWER 3 EN 1

Almacena, corta y tritura.

COD.INT.: GD21



CUADRADO BOLSILLO

Cuatro compartimentos con apertura independiente.

COD.INT.: GD22



WEEK

Semanal modular de cuatro tomas.

COD.INT.: OMPWEEK



ANABOX

Semanal de 1 toma.

COD.INT.: ADH9915/1



MEDIDÓS

Semanal de 4 tomas. Divisiones adaptables.

COD.INT.: ADH9931



PREMIUM

Semanal de 4 tomas. Módulos independientes y extraíbles.

COD.INT.: OMPASPR



MEDI FLOWER 7

Semanal de 4 tomas. Apilable y extraíble. Tapa deslizante.

COD.INT.: GD26





Parafarmacia

LOSAN

MEDELA

PRODUCTOS SANITARIOS

OTROS PRODUCTOS





FUNDA DIGITAL

Amortigua y lubrica la zona afectada.

COD.NAC.: 257774 Peq.
COD.NAC.: 257782 Med.
COD.NAC.: 256578 Gra.



PROTECTOR JUANETE

Amortigua la zona afectada del roce con el calzado.

COD.NAC.: 255240 Peq.
COD.NAC.: 255539 Gra.



SEPARADOR PRIMER DEDO

Alivia los roces y presiones interdigitales.

COD.NAC.: 255588 Peq.
COD.NAC.: 255596 Med.
COD.NAC.: 255612 Gra.



SEPARADOR UNIVERSAL

Alivia los roces y presiones interdigitales.

COD.NAC.: 254870 Peq.
COD.NAC.: 254979 Med.
COD.NAC.: 254623 Gra.



SEPARADOR DOBLE T

Alivia los roces y presiones interdigitales.

COD.NAC.: 165513 Peq.
COD.NAC.: 165515 Med.
COD.NAC.: 165516 Gra.



ANILLO DIGITAL

Amortigua y lubrica la zona afectada.

COD.NAC.: 170597 Peq.
COD.NAC.: 170605 Med.
COD.NAC.: 170613 Gra.



ALMOHADILLA METATARSAL

Metatarsalgias, hiperqueratosis de las cabezas metatarsales.

COD.NAC.: 255075 Peq.
COD.NAC.: 255083 Gra.



TUBO RECORTABLE

Callosidades, ampollas, uñas encarnadas, dedos martillo.

COD.NAC.: 165503 11 mm
COD.NAC.: 165504 15 mm
COD.NAC.: 165505 18 mm
COD.NAC.: 165507 21 mm



TUBO RECORTABLE TEXTIL

Callosidades, ampollas, uñas encarnadas, dedos martillo.

COD.NAC.: 257824 11 mm
COD.NAC.: 255547 15 mm
COD.NAC.: 255570 18 mm
COD.NAC.: 254631 21 mm



TALONERA ESPOLÓN

Tendinitis tendón de Aquiles, talalgias, espolón calcáneo.

COD.NAC.: 165517 Med.
COD.NAC.: 165518 Gra.



TALONERA DESCANSO

Tendinitis tendón de Aquiles, talalgias.

COD.NAC.: 165520 Med.
COD.NAC.: 165521 Gra.



RATÓN DEDOS EN GARRA

Dedo martillo o en garra, helomas apicales y dorsales.

COD.NAC.: 254995 Peq.
COD.NAC.: 170647 Med.
COD.NAC.: 255000 Gra.



MULTISEPARADOR DE DEDOS

Alivia los roces y presiones interdigitales.

COD.INT.: LO9313



ESFERA REHABILITACIÓN

Rehabilitación muscular mano y antebrazo. Anti estrés.

COD.NAC.: 257808



SWING

Regulación de succión.
Masaje estimulador.

COD.NAC.: 153834



SWING MAXI

Extractor eléctrico doble.
Masaje estimulador.

COD.NAC.: 166673



HARMONY

Sencillo y práctico. Con base de apoyo.

COD.NAC.: 153836



EMBUDO PERSONAL FIT

Para adaptarse de manera perfecta a cada usuaria.



BIBERÓN CALMA

Disponible en dos tamaños:
150 ml y 250 ml. Tetina anti cólicos.



BOTELLA BIBERÓN

Disponible en dos tamaños:
150 ml y 250 ml.



BIBERÓN SOFTCUP

Diseñado para bebés con labio leporino y fisura palatina.

COD.NAC.: 153840

COD. NAC.	DESCRIPCIÓN
190423	Talla S.
190424	Talla M.
190425	Talla L.
190426	Talla XL.

COD. NAC.	DESCRIPCIÓN
164513	Calma 150 ml.
164514	Calma 250 ml.

COD. NAC.	DESCRIPCIÓN
153842	Biberón 150 ml.
153843	Biberón 250 ml.



PURELAN 37 GR

Lanolina 100%. Para cuidado del pezón.

COD.NAC.: 302339



FORMADOR DE PEZÓN

Prepara los pezones planos o invertidos para dar el pecho. Caja de 2 unidades.

COD.NAC.: 153824



PROTECTOR DE PEZÓN

Protege los pezones sensibles o dañados. Caja de 2 unidades.

COD.NAC.: 153826



BOLSA CONGELACIÓN

Para conservar la leche cómoda, fácil y de forma higiénica.

COD.NAC.: 153829



PEZONERA CONTACT

Protegen el pezón y ayudan al bebé en la succión.

COD. NAC.	DESCRIPCIÓN
153820	Talla pequeña.
153822	Talla mediana.
153821	Talla grande.



DISCOS LAVABLES

Absorben las pérdidas y evitan manchas en la ropa. Caja de 4 unidades.

COD.NAC.: 153828



DISCOS DESECHABLES

Absorben las pérdidas y evitan manchas en la ropa. Caja de 30 unidades.

COD.NAC.: 153827

PRODUCTOS SANITARIOS

HIGIENE Y DESINFECCIÓN COVID-19



- NORMA UNE-EN 13697
- NORMA UNE-EN 14476
- D.G.S.P. 16-20/40/90-08635
- D.G.S.P. 16-20/40/90-08635-HA



DESCOL

DESCOL es un desinfectante formulado con un principio activo biocida. Tiene propiedades virucidas, bactericidas y fungicidas. Se utiliza para la desinfección de zonas altas (mostradores, cristales, ordenadores, mobiliario en general). DESCOL se utiliza puro o diluido como máximo al 80% en agua.

COD. INT.	DESCRIPCIÓN
FF01	Envase de 750 ml
FF02	Garrafa de 5 litros



- NORMA UNE-EN 13697
- NORMA UNE-EN 13704
- NORMA UNE-EN 14476
- N. REGISTRO AEMPS: 787-DES



CLORSAN

CLORSAN es un poderoso detergente desinfectante clorado de gran capacidad limpiadora y desinfectante en suelos, lavabos, mobiliario y superficies lavables en el ámbito sanitario. Está especialmente concebido para la desinfección de zonas de alto y medio nivel.

COD. INT.	DESCRIPCIÓN
FF03	Envase de 1 litro
FF04	Garrafa de 5 litros



- NORMA UNE-EN 1500
- NORMA UNE-EN 1276
- NORMA UNE-EN 1650
- NORMA UNE-EN 14476
- NORMA UNE-EN 12791
- NORMA UNE-EN 13624
- NORMA UNE-EN 14348
- NORMA UNE-EN 13727
- N. REGISTRO AEMPS: 787-DES

ASEPTIC LOCIÓN

Loción hidroalcohólica antiséptica indicado para la desinfección de las manos sin aclarado, incluida la desinfección pre quirúrgica. Especialmente indicado para su uso en servicios médicos, centros hospitalarios y establecimientos sanitarios. Envase de 500 ml.

COD. INT.	DESCRIPCIÓN
FF05	Envase de 500 ml
FF06	Garrafa de 5 litros



- NORMA UNE-EN 1276
- NORMA UNE-EN 1650
- NORMA UNE-EN 13697
- NORMA UNE-EN 14476+A1**

LACTIC

Desinfectante multiusos para todas las superficies duras lavables, listo para el uso: viviendas, centros de cuidado, residencias, locales industriales y laboratorios técnicos. Apto para uso en superficies en contacto con alimentos. Envase de 500 ml.

COD.INT.: FF10



PRODUCTOS SANITARIOS

HIGIENE Y DESINFECCIÓN COVID-19



SOPORTE CON DISPENSADOR AUTOMÁTICO

Soporte fabricado en acero y recubrimiento de pintura especial para resistir alto tráfico de personas. Depósito rellenable de 1,1 litros fabricado en ABS. Medidas: Base: 35 x 40. Alto: 155 cm.

COD.INT.: FF12



DISPENSADOR AUTOMÁTICO RELLENABLE

Depósito rellenable de 1,1 litros fabricado en ABS. Bomba con mecanismo anti goteo. Sensor infra rojo que dispensa 1 ml. Cerradura con llave y visor de carga. Funciona con 4 pilas. Medidas: 24 x 14 x 11 cm.

COD.INT.: FF11



DISPENSADOR MANUAL RELLENABLE

Depósito extraíble de 1 litro fabricado en ABS. Cerradura con llave y visor de carga. Fácil carga, mantenimiento y limpieza. Funcionamiento por presión. Medidas: 23 x 12 x 9 cm.

COD.INT.: FF07



PAÑUELO FACIAL

Tisú celulosa virgen 100% biodegradable de dos capas, libre de cloro. Caja de 100 unidades. Medida pañuelo: 20 x 22,75 cm. Medida caja: 22,5 x 11,8 x 4,7 cm.

COD.INT.: FF08



ROLLO PAPEL CONTINUO

Rollo de papel de dos capas. Servicios de 235 x 230 mm.

COD.INT.: FF09



PRODUCTOS SANITARIOS

HIGIENE Y DESINFECCIÓN



VISCLEAN 30 UNIDADES

Higiene de nariz, ojos, oídos y tratamiento de heridas. Para inhalar en tratamiento con aerosoles. NO inyectable.

COD.NAC.: 156753



VISCLEAN AGUA DE MAR FUERZA 1

100% agua de mar diluida isotónica estéril. Solución fisiológica microdifundida. Rico en sales minerales y oligoelementos.

COD.INT.: VZVISISO



SOLUCIÓN ÚNICA CON Á- CIDO HIALURÓNICO

Potente combinación de agentes que limpian las lentes, desinfectan y eliminan eficazmente la suciedad.

COD. INT.	DESCRIPCIÓN
OMSU60	Envase de 60 ml.
OMSU360	Envase de 360 ml.



ALCOHOL DE 96°

Disponible en tamaño de 250 ml.

COD. INT.: VZA96250



ALCOHOL DE 70°

Disponible en tamaño de 250 ml.

COD. INT.: VZA70250



AGUA OXIGENADA

Disponible en tamaño de 250 ml.

COD. INT.: VZAO250

PRODUCTOS SANITARIOS

HIGIENE Y ASEO



CHAMPÚ

Indicado para todo tipo de cabellos. Envase de 1 l.

COD.INT.: MPCH



GEL DE BAÑO

Gel de baño con avena y pH5.5. Envase de 1 l.

COD.INT.: MPGEL



COLONIA

Disponible con y sin alcohol.
Envase de 1l.

COD. INT.	DESCRIPCIÓN
MPCO	Con alcohol.
MPCOS	Sin alcohol.



CREMA HIDRATANTE

Válida para uso tanto diario como geriátrico.
Envase de 1Kg.

COD.INT.: MPCR



PRODUCTOS SANITARIOS

GUANTES



LÁTEX SIN POLVO

COD. INT.	DESCRIPCIÓN
MPGLSPP	Talla pequeña.
MPGLSPM	Talla mediana.
MPGLSPG	Talla grande.



LÁTEX CON POLVO

COD. INT.	DESCRIPCIÓN
MPGLCPP	Talla pequeña.
MPGLCPM	Talla mediana.
MPGLCPG	Talla grande.



VINILO CON POLVO

COD. INT.	DESCRIPCIÓN
MPGVCPP	Talla pequeña.
MPGVCPM	Talla mediana.
MPGVCPG	Talla grande.



NITRILO SIN POLVO

COD. INT.	DESCRIPCIÓN
MPGNSP	Talla pequeña.
MPGNSPM	Talla mediana.
MPGNSPG	Talla grande.



PRODUCTOS SANITARIOS

RECOGIDA DE ORINA



ENVASE MUESTRA ORINA

Producto sanitario.
Cierre hermético. 100 cc.

COD.INT.: LMORN01



KIT RECOGIDA MUESTRAS

Producto sanitario. Cierre hermético. 100 cc. Tubo de vacío.

COD.INT.: LMORN02



ENVASE MUESTRA HECES

Producto sanitario.
Cierre hermético.

COD.INT.: LMORN06



ENVASE RECOGIDA 24H

Envase para recogida de orina de 24 horas. Capacidad: 2 l.
Fabricado en PVC.

COD.INT.: LMORN05



ORINAL CUÑA

Orinal cuña para la cama.
Fabricado en PVC.

COD.INT.: LMORN04



ORINAL BOTELLA

Orinal botella.
Fabricado en PVC.

COD. INT.	DESCRIPCIÓN
LMORN03	MASCULINO
ADH7248	FEMENINO
EW433/TA	CON ASA Y TAPA



PRODUCTOS SANITARIOS

TERAPIA DE FRÍO Y CALOR



BOLSA FRÍO INSTANTÁNEO

Sustancias químicas que se activan al golpeo para desprender frío.

COD.INT.: LMCRI01



BOLSA CALOR INSTANTÁNEO

Sustancias químicas que se activan al golpeo para desprender calor.

COD.INT.: LMCRI02



COMPRESA FRÍO-CALOR REUTILIZABLE

Bolsa de gel reutilizable apta para frío (nevera) o calor (microondas).
Medidas: 15 x 26 cm.

COD.INT.: EW0025



ALMOHADILLA ELÉCTRICA BEURER

Ergonómica. Regulador de temperatura con tres posiciones.
Medidas: 40 x 30 cm.

COD.INT.: RIHK25



PRODUCTOS SANITARIOS

MEDICIÓN Y CONTROL



TERMÓMETRO DE GALIO

De igual formato y funcionamiento que los termómetros de mercurio pero sin el riesgo de uso de éstos.

COD.INT.: CLTERGA



TERMÓMETRO DE OÍDO

Temperatura corporal en pocos segundos. Iluminación de pantalla color blanco. Precisión +/- 0.2°.

COD.INT.: RIFT78



TERMÓMETRO CONTACTLESS

Termómetro por infrarrojos. Sin contacto. Seguro e higiénico. Alarma de fiebre.

COD.INT.: RIFT90



TENSIÓMETRO DE MUÑECA

Tensiómetro con voz. Cinco idiomas. Medición automática. Para muñecas de 14 a 19,5 cm.

COD.INT.: RITBC19



TENSIÓMETRO DE BRAZO

Tensiómetro con voz. Cuatro idiomas. Medición automática. Pantalla de fácil lectura.

COD.INT.: RIBM49



PULSIOXÍMETRO

Mide la concentración de oxígeno arterial y la frecuencia cardiaca. Pequeño, ligero y sencillo.

COD.INT.: RIBPO30



PRODUCTOS SANITARIOS

SALUD SEXUAL



TEST DE EMBARAZO VISCLEAN

Fácil de utilizar. Rápido. Seguro y fiable. Prueba de un solo uso. Detección del embarazo en orina a partir de entre 5 y 15 días después de producirse.

COD.INT.: VZTESTV



PRESERVATIVOS PRIME

El expositor de preservativos PRIME incluye:

- 6 estuches de Prime Original.
 - 3 estuches de Prime intensity.
 - 3 estuches de Prime Nuda.
 - 3 estuches de Prime Variety.
 - 3 estuches de Prime Flavours.
- Todos ellos de 12 unidades.

COD.INT.: OMEXPPRE



TEST DE EMBARAZO MEDIFLOWER

Fácil de utilizar. Rápido. Seguro y fiable. Prueba de un solo uso. Detección del embarazo en orina a partir de entre 5 y 15 días después de producirse.

COD.INT.: OMTESTM



OTROS PRODUCTOS

CARAMELOS EM-EUKAL



EUCALIPTO

Sin gluten, sin lactosa y sin azúcar.

COD.INT.: OMB50E



SALVIA

Sin gluten, sin lactosa y sin azúcar.

COD.INT.: OMB50S



LIMÓN

Sin gluten, sin lactosa y sin azúcar.

COD.INT.: OMB50L



EXPOSITOR BOLSAS

Expositor para bolsas de los seis sabores.



JENGIBRE

Sin gluten, sin lactosa y sin azúcar.

COD.INT.: OMB50N



REGALIZ

Sin gluten, sin lactosa y sin azúcar.

COD.INT.: OMB50R



MIEL

Sin gluten, sin lactosa y sin azúcar.

COD.INT.: OMB50M



EXPOSITOR CAJAS

Expositor para cajas de los tres sabores.



LIMÓN

Sin gluten, sin lactosa y sin azúcar.

COD.INT.: OMC40L



SALVIA

Sin gluten, sin lactosa y sin azúcar.

COD.INT.: OMC40S



EUCALIPTO

Sin gluten, sin lactosa y sin azúcar.

COD.INT.: OMC40E



OTROS PRODUCTOS

SPD - VENALINK



TARJETA SEMANAL SELLADO FRÍO

Tarjetas tanto para sellado manual en frío como para sellado en caliente con termo selladora.

COD.INT.: VL01



BLÍSTER

COD. INT	DESCRIPCIÓN
VL02	Jumbo.
VL03	Grande.
VL04	Mediano.
VL05	Pequeño.



RODILLO

Para facilitar la correcta colocación de la medicación en el blíster y su correcto sellado en frío.

COD.INT.: ROLL



SOPORTE

Para el correcto almacenamiento de los blisters una vez preparados hasta su entrega.

COD.INT.: VL11



TERMO SELLADORA

Termo selladora que facilita el sellado cuando trabajas con grandes grupos de pacientes.

COD.INT.: VLTERMO

