

FICHA DE PRODUCTO



Ref. Ficha	Descripción
E2102	CINTURON ABDOMINAL CON TIRANTES

Familias	SISTEMAS DE SUJECION
Subfamilia	CINTURONES
Denominación	CINTURON CON TIRANTES
Tallas(s/ancho)	UNICA

Códigos	Color	Código EP	Código EAN	Código Nacional (C.N.)
	AZUL	E2102	8437008842370	

Descripción
 Cinturón de silla con tirantes de alta resistencia, con exterior en cordura 1100, espuma de 8mm e interior de antelina. Permite regulación mediante hebilla en tira de ratier y cierre tipo clip. Su misión es la sujeción del paciente a la silla de ruedas, y que éste no se ladee, resbale o sufra lesiones por malas posturas.
 Talla única.

Características	
Material	Nylon, cordura y antelina
Cierre	Tridente

Dimensiones y Pesos

* Ver tabla de características.

Accesorios			

