

## FICHA DE PRODUCTO



<b>Ref. Ficha</b>	<b>Descripción</b>	
EPMEL	MULETILLA ALUMINIO EXTENSIBLE	cymam®

<b>Familias</b>	MOVILIDAD
-----------------	-----------

<b>Subfamilia</b>	MULETILLAS
-------------------	------------

<b>Denominación</b>	MULETILLA ALUMINIO EXTENSIBLE
---------------------	-------------------------------

<b>Tallas(s/ancho)</b>	ÚNICA
------------------------	-------

	Color	Código EP	Código EAN
<b>Códigos</b>	Bronce	<b>EPMEL01</b>	<b>8437008842752</b>
	Negro	<b>EPMEL02</b>	<b>8437008842189</b>
	Bronce	<b>EPMEL03</b>	<b>8437008842196</b>
	Negro	<b>EPMEL04</b>	<b>8437018156009</b>
	Azul	<b>EPMEL05</b>	<b>8437018156030</b>
	Rojo	<b>EPMEL06</b>	<b>8437018156047</b>
	Verde	<b>EPMEL07</b>	<b>8437018156054</b>
	Cobalto	<b>EPMEL08</b>	<b>8437018156061</b>

<b>Descripción</b>	Muletilla de aluminio extensible, con mango anatómico ambidiestro y regulable en altura. Incluye cinta porta bastón.
--------------------	--

### Características

Material del asta	Aluminio
Material de la empuñadura	Goma
Material de la contera	Caucho
Contera	18 mm
Peso máximo soportado.	100 Kg.
Altura	Regulable entre 70 y 93 cm.

### Dimensiones y Pesos

\* Ver tabla de características.

### Accesorios

--	--	--	--

### Imágenes



EUROPODEX S.L. Polígono Industrial Promosa, C/W-5 Nave nº13, 33211

Tlf: 985 990833 [ventas@europodex.com](mailto:ventas@europodex.com)